

Manual del usuario

DWJS-48A



Contenido

1.Precauciones de seguridad	1
2.Contraindicaciones	1
3.Descripción general	2
4.Introducción al panel de control	2
5.Especificación técnica	6
6.Precauciones de uso	6
7.Mantenimiento y limpieza	7
8.Preguntas frecuentes	7
9.Preguntas y respuestas	8
10.Guía de operación	9
11.Garantía y soporte	12

1.Precauciones de seguridad

1. Lea este manual detenidamente antes de usarlo y familiarícese con el funcionamiento de este dispositivo y la tecnología relacionada.
2. Al ser un dispositivo electrónico de alta precisión, este dispositivo debe almacenarse correctamente. Evite la humedad, la luz solar directa y la proximidad a materiales inflamables o explosivos para evitar daños.
3. Utilice siempre el accesorio designado o recomendado por el fabricante para garantizar su correcto funcionamiento durante toda su vida útil.
4. No exponga el dispositivo a altas temperaturas, ya que esto podría afectar negativamente su vida útil y rendimiento.
5. No aplique el dispositivo sobre los ojos, la tiroides, las paratiroides, los testículos, el abdomen de mujeres embarazadas, marcapasos, etc.
6. Los pacientes deben consultar a su médico antes de usar este dispositivo.
7. Asegúrese de aplicar el dispositivo sobre la piel húmeda y evite la operación sobre piel seca.
8. Apague el dispositivo cuando no esté en uso para garantizar su seguridad.
9. Para mantener la higiene y prolongar la vida útil del dispositivo, esterilícelo con solución salina.

2.Contraindicaciones


Antes de usar este dispositivo, es fundamental consultar con su médico o buscar asesoramiento profesional. Detalles a continuación:


1. Embarazo o lactancia.
2. Hipertensión, cardiopatía o marcapasos.
3. Heridas sin cicatrizar o en proceso de recuperación de una cirugía reciente.
4. Epilepsia, diabetes grave e hipertiroidismo.
5. Tumores malignos, hemofilia y hemorragia.
6. Enfermedades cutáneas o infecciosas.
7. Cesárea en los últimos seis meses, aborto espontáneo en los últimos tres meses o parto natural en los últimos dos meses.
8. Cirugía plástica reciente (en los últimos tres meses) o presencia de implantes u objetos metálicos en la zona tratada.

3.Descripción general

Gold RF Microcrystal integra a la perfección los microcristales con la tecnología de radiofrecuencia, ofreciendo una solución transformadora tanto para rostro como para cuerpo. Es la solución ideal para quienes buscan mejorar su piel sin necesidad de inyecciones, medicamentos ni efectos secundarios. Este dispositivo no invasivo ofrece mejoras visibles con cada uso.

4.Introducción al panel de control





Configuraciones de referencia para áreas de tratamiento

Área de tratamiento	Profundidad	Velocidad	Succión	Tamaño de RF
Frente	0.5-1.0mm	0.2-0.3	1-2	60-110W
Face	1.0-1.5mm	0.2-0.3	1-2	60-100W
Rostro	0.5-1.0mm	0.2-0.3	1-2	60-110W
Mentón	0.5-1.2mm	0.2-0.3	1-2	60-110W
Nariz	0.5-1.0mm	0.2-0.3	1-2	60-110W
Cuello	1.0-1.5mm	0.2-0.3	1-2	60-110W
Pozos de viruela	1.0-2.0mm	0.2-0.3	1-2	60-110W
Cicatriz	1.0-2.0mm	0.2-0.3	1-2	60-120W
Barriga	1.0-3.0mm	0.2-0.3	0-1	60-120W

5. Especificación técnica

Frecuencia de salida	2-4M
Potencia de salida	10-200W
Sonda terapéutica	10p 25p 64p
Voltaje de entrada	AC 110V~220V~50Hz/60Hz

6. Precauciones de uso

1. Siga estrictamente las instrucciones del manual para usar el dispositivo y capacitar al operador.
2. Antes de usar el dispositivo, utilice un enchufe con toma de tierra y asegúrese de que la toma de corriente esté conectada a tierra.
3. Asegúrese de que el voltaje del dispositivo sea adecuado. Si el voltaje de la fuente de alimentación local es inestable, recomendamos conectar una fuente de alimentación regulada y compatible entre la red eléctrica y el dispositivo.
4. Asegúrese de que el cabezal de tratamiento permanezca en contacto directo con la piel durante toda la intervención.
5. No toque la salida de aire durante la sesión de martillo frío para evitar quemaduras.
6. Aplique anestesia en la zona a tratar y deje que actúe durante 30 minutos antes de continuar con el tratamiento con microcristales.

7. Desinfecte el cabezal de microcristales con solución salina antes de comenzar el tratamiento.

7. Mantenimiento y limpieza

1. Desconecte el cable de alimentación cuando no lo utilice y guarde el dispositivo en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
2. Limpie y desinfecte el mango con un paño húmedo o solución salina, y luego séquelo bien con una toalla seca para asegurar que permanezca seco.
3. Después de limpiar el dispositivo, cúbralo con un paño o film transparente. Antes de usarlo, asegúrese de desinfectar el mango de nuevo por razones de higiene.
4. Está estrictamente prohibido desmontar el dispositivo e intentar limpiar el interior. Esta tarea solo debe ser realizada por profesionales.

8. Preguntas frecuentes

1. ¿Qué es el microcristal de oro RF?

A: El Microcristal de RF de Oro es una fusión avanzada de microcristales y radiofrecuencia. El término "oro" se refiere a los microcristales recubiertos con una película de oro. Al liberar energía térmica desde la punta de la aguja, estimula la regeneración de las fibras elásticas y el colágeno, mejorando eficazmente el estado de la piel.

2. ¿El tratamiento es doloroso?

A: Puede producirse una leve molestia, pero la intensidad varía según la sensibilidad individual y los ajustes del nivel de energía.



3. ¿Cuánto dura el periodo de recuperación?

A: Puede presentarse una leve inflamación y un traumatismo leve, que generalmente se resuelve en dos semanas. Aplicar tratamientos antiinflamatorios y antiinflamatorios puede facilitar la recuperación. Mantenga la higiene de la piel para prevenir infecciones durante este período.

4. ¿Se recomiendan sesiones de tratamiento frecuentes?

A: No se recomiendan sesiones frecuentes. La frecuencia del tratamiento debe ajustarse al estado y las necesidades de la piel del paciente. El exceso de sesiones puede causar daño cutáneo.

9. Preguntas y respuestas



10. Guía de funcionamiento

Tratamiento facial

- Desmaquillaje y limpieza (desmaquillaje: elimina el maquillaje, los residuos de FPS y el exceso de grasa; limpieza: elimina las impurezas de los poros; tónico: hidrata la piel).
- Aplique una capa de 2-3 cm de crema anestésica en la zona a tratar y cúbrala con un vendaje. Deje actuar de 30 a 60 minutos.
- Retire bien la crema anestésica.
- Aplicación con el mango de microcristales Gold RF: 15 minutos.

Consumibles:

Ajustes: Siga los "Ajustes de referencia para las zonas a tratar".

Técnicas:

- a. Aplique el mango con la técnica de estampado sobre la zona a tratar, asegurándose de que las áreas adyacentes se superpongan entre un 10 % y un 50 %.
 - b. Sostenga el cabezal de tratamiento verticalmente contra la piel, manteniendo una presión moderada.
 - c. Evite retirar la aguja demasiado rápido; siga las indicaciones del indicador del mango y retire las agujas cuando este deje de parpadear.
5. Aplicar la mascarilla médica para hidratar la piel y aportar los nutrientes necesarios (15 minutos).
 6. Aplicar el martillo frío en la zona a tratar mientras la mascarilla está puesta, proporcionando un efecto calmante durante 5-8 minutos.
 7. Retirar la mascarilla y limpiar el rostro con solución salina.
 8. Aplicar el producto reparador en la zona tratada.
 9. Programar un tratamiento al mes, con un total de 3 a 5 sesiones para completar el régimen.

Tratamiento corporal

1. Limpie la zona de operación con una toalla.
2. Aplique una capa de 2-3 cm de crema anestésica en la zona a tratar y cúbrala con un vendaje. Deje actuar de 30 a 60 minutos.
3. Limpie bien la crema anestésica.
4. Aplicación del mango de microcristales Gold RF: 15 minutos.

Consumibles:

Ajustes: Siga los "Ajustes de referencia para las zonas de tratamiento".

Técnicas:

- a. Aplique el mango con la técnica de estampado sobre la zona a tratar, asegurándose de que las áreas adyacentes se superpongan entre un 10 % y un 50 %.
 - b. Sostenga el cabezal de tratamiento verticalmente contra la piel, manteniendo una presión moderada.
 - c. Evite retirar la aguja demasiado rápido; siga las indicaciones del indicador del mango y retire las agujas cuando este deje de parpadear.
5. Aplicar la mascarilla médica para hidratar la piel y aportar los nutrientes necesarios (15 minutos).
 6. Aplicar el martillo frío en la zona a tratar mientras la mascarilla está puesta, proporcionando un efecto calmante durante 5-8 minutos.
 7. Retirar la mascarilla y limpiar la zona tratada con solución salina.
 8. Aplicar el producto reparador en la zona tratada.
 9. Programar un tratamiento al mes, con un total de 3 a 5 sesiones para completar el régimen.

Post-treatment Care:

Evite tocar la zona tratada con las manos durante 24 horas para prevenir infecciones bacterianas.

No se lave la cara con agua durante 3 días; use únicamente solución salina.

Aplique una mascarilla médica reparadora de 1 a 3 veces al día durante 3 a 7 días.

- Use productos reparadores por la mañana y por la noche.
- Evite productos para el cuidado de la piel que contengan ácidos, altas concentraciones de vitamina C, alcohol u otros irritantes durante una semana.
- No se rasque las costras; deje que se caigan naturalmente.
- Evite el ejercicio intenso, la natación, las saunas y las aguas termales.
- No consuma alcohol.
- Evite comer alimentos picantes o estimulantes.

11. Garantía y soporte

Ofrecemos una garantía de un año en la unidad principal y una garantía de tres meses en los componentes.

Nombre
del producto: Microcristal de RF de oro

Producto
Modelo: DWJS-48A

Fecha de
producción: _____

Quality
Inspection: _____

