

Manual de usuario

WL-KYDS871



Prefacio

Estimados usuarios,

Nos complace presentarles nuestra última máquina de masaje, WL-KYDS871, que aplica la tecnología EMS para adelgazar el cuerpo y reafirmar la piel. Es una máquina de belleza profesional, que debe ser manejada por profesionales con la formación adecuada. Cualquier uso inadecuado dará lugar a resultados adversos. Por lo tanto, recomendamos a todo el personal que lea este manual detenidamente y siga estrictamente las instrucciones antes de utilizarlo.

Creemos que nuestro producto de calidad le brindará buenos rendimientos. Además, puede contar con nuestro servicio posventa sin preocupaciones.

¡Gracias!

Tabla de contenido

Preface	
Parte I	
Introducción	
Ventajas	
Gestión Corporal	
1. Principio de Funcionamiento	
2. Modelado de Cintura y Abdomen	
3. Modelado de Brazos	
4. Modelado de Espalda	
5. Modelado de Caderas	
6. Modelado de Piernas	
7. Modelado de Pechos	
Parte II	
1. Operaciones Detalladas	
2. Parámetros Técnicos	
3. Contraindicaciones para el Usuario	
4. Recomendaciones y Prohibiciones	
5. Solución de Problemas y Soluciones	
6. Preguntas Frecuentes	
7. Lista de Embalaje	
8. Diagramas Operativos	

Part I

Introducción

La microcorriente EMS es el enfoque más popular para afianzar la piel y modelar el cuerpo, que puede reemplazar eficazmente todos los tratamientos de cuidado corporal en las salones de belleza. Y la operación es simple, conveniente y rápida, resolviendo diversos problemas de gestión de la figura de las personas que buscan belleza. Este instrumento es seguro y efectivo, sin inyecciones, sin medicamentos, sin cirugía y sin efectos secundarios. Puede relajar los músculos, promover la circulación sanguínea local, prevenir la atrofia muscular y promover el metabolismo corporal a través de la microcorriente EMS.

Ventajas

1. La microcorriente EMS puede aliviar eficazmente síntomas como la fatiga y la doloridez corporales.
 2. Tiene un amplio espectro de tratamiento y efectos notables, sin consumo, con bajo costo y un rápido retorno.
 3. La EMS, junto con las técnicas de masaje manual, puede reducir perfectamente la grasa y, simultáneamente, afianzar la piel, aumentar su elasticidad, promover el metabolismo corporal y mejorar la constitución de una persona.
 4. Puede operarse de forma conveniente y sencilla, sin cirugía ni anestesia. No habrá heridas ni dolor, y no afectará el trabajo y la vida de una persona.
 5. Puede utilizarse en múltiples áreas del cuerpo humano.
3. La microcorriente EMS estimula a los músculos a contraerse y los hace crecer más fuertes, lo que le permite aliviar la caída causada por la relajación muscular.

Gestión Corporal

1. Principio de Funcionamiento


EMS

EMS es la abreviatura de estimulación muscular electrónica, conocida también como eléctrica muscular muscle electrical stimulation, estimulación eléctrica muscular

EMS es la abreviatura de estimulación muscular electrónica, conocida también como tecnología de estimulación eléctrica muscular y como tecnología de movimiento muscular. La explicación sencilla es que, en circunstancias normales, los músculos comienzan a moverse después de recibir señales del cerebro, mientras que la EMS transmite directamente la señal al músculo a través de la estimulación por corriente y luego hace que el músculo realice movimientos pasivos para alcanzar el efecto del ejercicio.

Efectos

1. Puede relajar los músculos, promover la circulación sanguínea local, prevenir la atrofia muscular y aliviar el espasmo muscular para ejercitar los músculos. Puede ayudar de manera precisa y rápida a las personas que reciben el tratamiento a afianzar la piel y mejorar la constitución.
2. La microcorriente eléctrica de baja intensidad puede estimular a los músculos a contraerse, haciéndolos más fuertes en lugar de reducirlos. Por lo tanto, puede aliviar la caída causada por la relajación muscular y hacer que el contorno facial sea más definido, con el objetivo de mejorar los músculos.



2. Efectos de modelado de cintura y abdomen

1. Aliviar las manos frías y los pies fríos, el útero frío o el cuerpo frío de la mujer.
2. Tensa la piel de la cintura y el abdomen.
3. Reducir la grasa lumbar y abdominal.
4. Tensa la piel, alivia las estrías y aumenta la elasticidad de la piel.
5. Acelera el metabolismo, alivia el estreñimiento y mejora la peristalsis intestinal.

Rango aplicable

1. Aquellos con pies y útero fríos.
2. Personas con grasa lumbar y abdominal o que presentan flacidez de la piel después del nacimiento.
3. Aquellos que permanecen mucho tiempo sentados o con mala cintura.
4. Aquellos con estrías por obesidad y embarazo.
5. Quienes presenten estreñimiento u obstrucción de los meridianos abdominales.

Rango no aplicable

1. Aquellos con “3 H” (hipertensión, hiperglucemia, hiperlipidemia) y que padecen enfermedades cardíacas.
2. Los que se encuentren en embarazo, menstruación o lactancia.
3. Los que acaban de ser sometidos a heridas quirúrgicas o los convalecientes.
4. Personas con epilepsia y diabetes grave e hipertiroidismo.
5. Personas con tumores malignos, hemofilia o hemorragias graves.
6. Personas con enfermedades de la piel y enfermedades infecciosas.
7. Personas con enfermedades ginecológicas graves.
8. Aquellas cuyas enfermedades ginecológicas estén siendo tratadas.

Qué hacer y qué no hacer después de la operación

1. Evite blusas cortas o cualquier cosa que exponga la cintura y el abdomen, así como ambientes fríos y ventosos.
2. Evite los atracones o el consumo de alcohol. Sin alcohol, sin comida picante y grasosa. Se debe evitar quedarse despierto hasta tarde. Beba agua tibia.
3. Mantenga el abdomen caliente. Báñese después de 4-6 horas.
4. Se deben evitar la sauna, las aguas termales o el ejercicio extenuante dentro de los 7 días posteriores a la operación.
5. Antes de acostarse por la noche, puede frotar su abdomen con las manos en el sentido de las agujas del reloj para promover el metabolismo y perder peso.

3. Dar forma al brazo

Efectos

1. Estimula el crecimiento de colágeno en la parte inferior de la piel para dar forma al cuerpo y reafirmar la piel.
2. Alivia la condición de la piel flácida.
3. Alivia la condición de brazos flácidos y brazos gruesos.
4. Tensa la piel.
5. Acelerar la circulación sanguínea y dragar meridianos y colaterales.

Rango aplicable

1. Aquellos con brazos gruesos y que quieren lucir mejor con la ropa.
2. Los de brazos flácidos.
3. Aquellos con piel flácida en los brazos.
4. Aquellos cuyos brazos son propensos al dolor y al entumecimiento.
5. Quienes cargan a menudo a bebés o niños.

Rango no aplicable

1. Quienes acaban de someterse a una cirugía plástica.
2. Personas con hipertensión, enfermedades cardíacas, diabetes, enfermedades graves de la tiroides, tumores malignos, etc.
3. Aquellos que se encuentran en un período alérgico y tienen la piel muy sensible.
4. Personas con traumatismos o heridas en la piel.
5. Los que sean de edad avanzada.
6. Quienes estén embarazadas y se estén recuperando de una cirugía.
7. Personas con enfermedades de la piel y enfermedades infecciosas.

Qué hacer y qué no hacer después de la operación

1. Mantener caliente después de la operación. No coma alimentos fríos y evite resfriarse.
2. Dúchese en 4-6 horas.
3. Beba mucha agua tibia para mantenerse hidratado.
4. Evite la glotonería o trasnochar.
5. Evite la sauna, las aguas termales o el ejercicio extenuante dentro de una semana después de la operación.

4. Dar forma a la espalda

Efectos

1. Alivia el dolor de hombros y espalda y alivia el bulto en la parte posterior del cuello.
2. Dragar meridianos y colaterales para aliviar el bloqueo.
3. Promueve la circulación sanguínea y el metabolismo.
4. Mejorar el suministro de sangre a la cabeza y promover la calidad del sueño.
5. Regular las funciones de las vísceras y mejorar la constitución.
6. Reafirma la piel y evita que la piel se caiga.
7. Reducir el exceso de grasa en la espalda para darle forma a la espalda.

Rango aplicable

1. Aquellos con dolor de hombros y espalda y rigidez en el cuello.
2. Aquellos que sufren de insomnio y pérdida de memoria o que sueñan mucho mientras duermen.
3. Aquellos que son propensos a la fatiga, la somnolencia y la mala circulación del qi y la sangre.
4. Aquellos con espalda gruesa y quieren lucir mejor con la ropa.
5. Quienes tienen un bulto en la nuca.

Rango no aplicable

1. Personas con implantes metálicos en el cuerpo, como stents y marcapasos, o que sean alérgicos a los metales.
2. Las que se encuentran en el embarazo, la menstruación y la lactancia.
3. Aquellos cuyas incisiones quirúrgicas estén cicatrizando o que estén en camino a la recuperación.
4. Aquellos que tienen “tres H” , enfermedades cardíacas, epilepsia y diabetes severa e hipertiroidismo.
5. Aquellos con tumor maligno y hemofilia o sangrado severo.
6. Personas con enfermedades de la piel y enfermedades infecciosas.
7. Los que son demasiado débiles. 6. Los que están borrachos, sedientos, con exceso de trabajo o con el estómago lleno o vacío.

Qué hacer y qué no hacer después de la operación

1. Manténgase abrigado, evite resfriarse y beba mucha agua tibia.
2. Dúchese entre 4 y 6 horas después de la operación.
3. Evite quedarse despierto hasta tarde, beber alcohol y comer en exceso.
4. Evite los alimentos crudos, fríos y picantes y duerma lo suficiente.
5. Evite la ropa que deje los hombros al descubierto y sin espalda.

5. Dar forma a la cadera

Efectos

1. Promueve la circulación sanguínea y acelera el metabolismo.
2. Aliviar el dolor durante la menstruación, los trastornos menstruales, la leucorrea anormal y otras enfermedades ginecológicas.
3. Mejorar la calidad del sueño y promover las funciones sexuales femeninas.
4. Activa las funciones ováricas, estimula la secreción de glándulas y estrecha la relación de pareja.
5. Haga que la cara luzca rubicunda y reduzca las motas para restaurar la vitalidad facial.
6. Da forma a los glúteos, alivia la flacidez y la expansión hacia afuera de los glúteos, tensa la piel y aumenta su elasticidad.

Rango aplicable

1. Quienes tienen glúteos caídos y grasa acumulada
2. Personas con estrías.
3. Aquellos que tienen las nalgas planas y caídas con forma insatisfactoria y expansión hacia afuera.
4. Aquellos con glúteos fríos.
5. Personas con útero frío, dismenorrea, menstruación irregular, inflamación ginecológica y otros problemas.
6. Aquellos con niveles reducidos de estrógeno y mala vida sexual.

Rango no aplicable

1. Quienes se encuentren en período de menstruación, embarazo y lactancia o en recuperación de operaciones
2. Aquellos que padecen enfermedades como hipertensión, enfermedades cardíacas, diabetes, tiroides grave. Enfermedades y tumores malignos.
3. Quienes padezcan enfermedades de la piel y enfermedades infecciosas o que estén teniendo reacciones alérgicas.
4. Quienes tienen cortes o heridas
5. Quienes tienen la piel muy sensible
6. Quienes acaban de hacerse una liposucción
7. Los que son de edad avanzada

Qué hacer y qué no hacer después de la operación

1. Mantenga los glúteos calientes y evite usar minifalda y pantalones cortos.
2. Dúchese entre 4 y 6 horas después de la operación.
3. Bebe más agua caliente y evita resfriarte
4. Evite quedarse despierto hasta tarde, beber alcohol y comer y beber demasiado
5. Evite comer alimentos crudos, fríos y picantes y duerma bien.
6. Evite la sauna, las aguas termales y los ejercicios violentos dentro de una semana después de la operación.

6. Dar forma a las piernas

Efectos

1. Tensa la piel y previene la flacidez
2. Estimular la regeneración de colágeno y suavizar las estrías.
3. Promover la circulación, la desintoxicación y el metabolismo de las piernas.
4. Alivia la estasis sanguínea, elimina la obstrucción de meridianos y canales y previene las venas varicosas.
5. Reducir el exceso de grasa en las piernas para moldear las piernas

Rango aplicable

1. Personas con mala circulación de miembros inferiores y edemas, y personas obesas.
2. Quienes tienen baja inmunidad y sienten molestias y dolores en todo el cuerpo y quienes son propensos a resfriarse.
3. Quienes sufren de estreñimiento y tienen la piel áspera y flácida.
4. Aquellos que tienen meridianos y colaterales obstruidos en las piernas y tienen una proporción de piernas insatisfactoria.

Rango no aplicable

1. Quienes se encuentran en menstruación, embarazo y lactancia.
2. Quienes padecen enfermedades como hipertensión, enfermedades cardíacas, diabetes, enfermedades graves de la tiroides y tumores malignos.
3. Quienes padezcan enfermedades de la piel y enfermedades infecciosas o que estén teniendo reacciones alérgicas.
4. Quienes tengan cortes o heridas o se estén recuperando de una operación.
5. Quienes tienen varices graves
6. Quienes tienen la piel muy sensible
7. Quienes acaban de hacerse una liposucción
8. Los que son de edad avanzada
9. Mujeres embarazadas o que se estén recuperando de una operación.

Qué hacer y qué no hacer después de la operación

1. Manténgase abrigado, evite comer alimentos fríos y resfriarse.
2. Dúchese entre 4 y 6 horas después de la operación.
3. Beba más agua caliente para mantenerse hidratado y ayudar con el metabolismo.
4. Evite comer y beber demasiado y evite trasnochar
5. Evite la sauna, las aguas termales y los ejercicios violentos una semana después de la operación.
6. Use pantalones lo más largos posible y evite usar minifalda y pantalones cortos.

7. Breast Shaping

Effects

1. Correct breast shape and relieve accessory breasts
2. Relieve nodules on breasts, slight hyperplasia and distending pain in breast
3. Relieve outward expansion of breasts
4. Relieve irregular menstruation, speckles on the face and breast inelasticity
5. Relive breast atrophy, breast sagging and obstruction of lactiferous ducts

Rango aplicable

1. Aquellos que tienen senos accesorios y una forma de senos insatisfactoria.
2. Quienes tienen nódulos en los senos, hiperplasia leve y dolor distendente en los senos durante la menstruación.
3. Aquellos que tienen grasa libre, senos caídos y expansión de los senos hacia afuera
4. Aquellos que tienen baja inmunidad.
5. Quienes tienen menstruación irregular, manchas en la cara e inelasticidad en los senos.
6. Aquellos que piensan que sus senos están subdesarrollados, o que tienen atrofia mamaria posparto, relajación mamaria, obstrucción de los conductos galactóforos, etc.

Rango no aplicable

1. Pacientes con enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, diabetes, coagulación sanguínea anormal y función alterada de órganos importantes.
2. Quienes estén tomando anticoagulantes, vasodilatadores, corticoides y otros fármacos o los hayan estado tomando durante mucho tiempo.
3. Aquellos con foco de infección en la piel del tórax.
4. Pacientes con hiperplasia grave, fibroma y quiste de tórax.
5. Quienes se encuentran en embarazo y lactancia.

Qué hacer y qué no hacer después de la operación

1. Beba más agua caliente y manténgase caliente.
2. Use un sostén moldeador y cómodo y no apriete el pecho.
3. Evite pasar frío y báñese después de 4-6 horas.


Parte II

1. Operación detallada

El panel de control es el siguiente



1. Selección de funciones



visualización y ajuste de la hora



botón para aumentar el tiempo



botón para disminuir el tiempo



botón de inicio/parada



Botón para ajustar la frecuencia de salida de energía.



“S” : baja frecuencia de producción de energía, la velocidad para estimular el movimiento muscular es lenta durante el tratamiento, adecuado para usuarios primerizos o aquellos que son sensibles a la corriente eléctrica.

“M” : frecuencia media de salida de energía, la velocidad para estimular el movimiento muscular es media durante el tratamiento, adecuada para quienes han utilizado esta máquina y sienten que esta frecuencia es la adecuada.

"F" alta frecuencia de producción de energía, la velocidad para estimular el movimiento muscular es rápida durante el tratamiento, adecuada para quienes hacen ejercicio con mucha frecuencia y pueden recibir estimulación de alta frecuencia.



luz de alerta por error

Tenga en cuenta: gire la perilla de energía correspondiente de los parches que ha utilizado al estado "apagado" después del tratamiento; de lo contrario, la luz de alerta se encenderá la próxima vez que use la máquina. Cuando encuentre esa luz de error, significa que debe girar la perilla de energía correspondiente al estado "apagado".



Presione este botón para seleccionar el modo de trabajo, el modo predeterminado es F1, presione este botón una vez y seleccionará el siguiente modo, hay cuatro modos de trabajo.

F1: golpear y presionar, estimula el movimiento muscular y reafirma la piel, adecuado para quienes no tienen demasiada grasa no deseada pero tienen la piel flácida.

F2: amasar y masajear, desbloquear meridianos y regular el metabolismo, indicado para personas propensas a sufrir rigidez muscular, dolores, entumecimiento y fatiga.

F3: amasar y golpear, adecuado para quienes tienen algo de grasa no deseada y desean reducir la grasa y moldear el cuerpo.

F4: golpear y golpear, estimular el movimiento muscular y tensar los músculos, adecuado para quienes tienen la piel flácida y desean ejercitar los músculos.



Presione este botón para cambiar esta máquina al modo cíclico

Cuando presiona el botón AUTO, los parches EMS funcionarán en modo F1 ~ F4 en secuencia en la frecuencia de “S” primero, que se repetirá en la frecuencia de “M” y luego en “F” .



Gire la perilla de energía de un determinado par de parches EMS y presione el botón de inicio; la luz sobre la perilla correspondiente se encenderá.

2. Parámetros técnicos

Voltaje: 240V/50Hz o 220V/50Hz o 120V/60Hz Potencia nominal: <=40W

Corriente de trabajo: <= 50MA

Salida de pulso: 10 canales

Tiempo máximo de tratamiento: 90 minutos

Formas de onda de pulso: 5 modos

Frecuencia de pulso: 30 Hz/s ~ 800 Hz/s

Potencia de pulso: 0 ~ 270 ángulos ajustables

Velocidad de pulso: 3 niveles ajustables

Tiempo de brillo: 0,1 ~ 5 s

Tiempo libre: 0,1 ~ 5 s

Dimensión de la máquina: 40 cm * 27 cm * 13 cm

Tamaño del embalaje: 47 cm * 35 cm * 23 cm

3. Contraindicaciones del usuario

Las personas descritas a continuación deben tener cuidado al utilizar este instrumento. Consulte a un médico o profesional antes de utilizar el instrumento. Los detalles son los siguientes:

1. Quienes se encuentren en estado de embarazo o lactancia.
2. Personas con enfermedades cardíacas o que estén equipadas con marcapasos.
3. Aquellos cuyas heridas no hayan cicatrizado y que se recuperen de la operación.
4. Personas con epilepsia, hipertensión, diabetes grave e hipertiroidismo.
5. Aquellos con tumor maligno, hemofilia o sangrado severo.
6. Personas con enfermedades de la piel y enfermedades infecciosas.
7. Los que son sensibles a la corriente.
8. Aquellos que padecen enfermedades gástricas, intestinales y hepáticas graves, así como cálculos en la vejiga y los riñones, no deben utilizar esta máquina.

4. Qué hacer y qué no hacer

1. Se debe utilizar el enchufe con clavija de conexión a tierra antes de utilizar el instrumento y la toma de corriente del instrumento debe estar correctamente conectada a tierra.
2. Asegúrese de que el voltaje del instrumento sea el adecuado. Si el voltaje de la fuente de alimentación local no es estable, sugerimos que el usuario agregue un regulador de voltaje con potencia coincidente entre la red eléctrica y el instrumento.
3. Para garantizar el efecto del tratamiento y la vida útil normal del instrumento, utilice las piezas especificadas proporcionadas o sugeridas por el fabricante original.
4. El instrumento no debe colocarse en lugares húmedos o cerca de fuentes de agua, y no debe exponerse directamente a la luz solar.
5. No coloque el instrumento cerca de una fuente de calor fuerte, ya que esto puede afectar la vida útil y el uso normal del instrumento.
6. No utilice este instrumento si tiene una prótesis en el pecho.
7. No se puede utilizar si hay un stent metálico en el cuerpo (excluyendo el DIU femenino).
8. No puede utilizarse durante el embarazo y la lactancia.
9. No puedes usarlo después de beber.
10. No se puede utilizar cuando las personas experimentan menstruaciones excesivas.
11. Las personas sensibles a las corrientes eléctricas no pueden utilizar esta máquina.
12. No se puede utilizar para personas que tengan una cesárea dentro del medio año.
13. No se puede utilizar para personas que abortan dentro de los 3 meses.
14. No se puede utilizar para personas que tengan un parto fácil dentro de 2 meses.
15. Quienes son sensibles a la corriente deben tener cuidado al utilizarla.
16. No use adornos metálicos durante la operación.
17. El EMS no debe operarse en el abdomen dentro de 1 hora después de una comida.
18. No coloque los parches EMS sobre el músculo inflamado debido a una lesión.
19. No coloque los parches EMS sobre la cicatriz causada por una cirugía reciente (dentro de los 10 meses).
20. Limpie la máquina con solución salina normal después de su funcionamiento para garantizar su limpieza e higiene y prolongar su vida útil.

5. Solución de problemas y soluciones

1. ¿No se puede iniciar el instrumento?

- A. Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado a la toma de corriente con suministro de energía normal.
- B. El fusible en la parte posterior del instrumento está suelto o fundido.

4. ¿No hay sensación de corriente eléctrica durante el funcionamiento del EMS?

- A: Verifique si la conexión está suelta.
- B: Verifique si presiona el botón correspondiente para controlar el par específico de parches.

6. Preguntas frecuentes

1. ¿Can the EMS treatment help reduce fat?

1. ¿Puede el tratamiento EMS ayudar a reducir la grasa?

R: Sí, puede. Puede ofrecer mejores resultados en la construcción del cuerpo que en la reducción de la grasa. EMS es la abreviatura de estimulación muscular electrónica, que se conoce como tecnología de estimulación eléctrica muscular y también conocida como tecnología de movimiento

muscular. La explicación simple es que, en circunstancias normales, los músculos comienzan a realizar movimientos después de recibir señales del cerebro, mientras que EMS transmite directamente la señal al músculo a través de la estimulación eléctrica y luego hace que los músculos realicen movimientos pasivos para lograr el efecto del ejercicio.

2. ¿Se producirá dolor durante el tratamiento EMS?

R: No habrá dolor. El tratamiento EMS utiliza microcorrientes eléctricas para estimular las células humanas, simulando técnicas tradicionales de tuina como golpear, presionar y empujar. Las personas que reciben el tratamiento se sentirán cómodas porque habrá sensaciones de entumecimiento y flacidez.

3. ¿Qué efectos puede aportar esta máquina a los receptores del tratamiento?

R: Puede disolver la grasa para moldear el cuerpo. Por ejemplo, se puede utilizar para reducir la grasa localizada y conseguir una figura en forma de S. También puede promover el metabolismo y la desintoxicación del cuerpo, mejorar las funciones viscerales y aliviar problemas de salud.4. Will the treatment receivers regain weight after the operation?

R: No. El tratamiento EMS ayuda a reducir la grasa en lugar del agua del cuerpo. Y la acumulación de grasa lleva un tiempo relativamente largo, por lo que no recuperarán peso fácilmente.

5. ¿Es necesario que el paciente que recibe el tratamiento esté a dieta?

R: Sí, debe tener cuidado con su dieta. Debido a que este tratamiento puede estimular el metabolismo del cuerpo, debe evitar comer alimentos picantes, grasosos o fritos, ya que esto puede afectar su metabolismo. Puede hacer algo de ejercicio para sudar, lo que ayudará al metabolismo de las grasas a obtener mejores resultados en la reducción de grasa.

7. Lista de embalaje

8. 1 x máquina de adelgazamiento corporal EMS 2 en 1

1 x soporte de accesorios

10 piezas x parches de electrodos

1 x parches para senos


1 x líneas de electrodos








1 x vendaje elástico

1 x cable de alimentación

8. Diagramas operativos

Ajuste de parámetros	Producto	Técnicas	Diagramas
Modelado de cintura y abdomen: 60 min una vez por semana			

<p>Parche EMS Nivel de energía: gira la perilla en función de la resistencia individual. Establece el nivel de energía</p>	<p>Crema para masajes (aceite esencial+gel+agua) - KYDS871</p>	<p>1. Técnicas de masaje 2. Frote el aceite en el abdomen con las manos en movimientos circulares, 3 veces. 3. Frote el abdomen hacia adelante y hacia atrás con ambas manos, 3 a 5 veces.</p>	<p>Técnica 2, 8, 11</p>  <p>Técnica 3, 19</p>
---	--	---	--

<p>INivel a nivel relativamente bajo al principio por si hay molestias. Tiempo: 20 min.</p>		<p>4. Amasar el abdomen con ambas manos usando la técnica quiropráctica, 3 veces.</p> <p>5. Levantar el meridiano BV (vaso del cinturón) a ambos lados de la cintura con ambas manos alternativamente, 16 veces.</p> <p>6. Mueva las manos en un movimiento en forma de 8 con la mano derecha y la mano izquierda moviéndose en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario de las agujas del reloj respectivamente sobre la cintura, 3 veces.</p> <p>7. Superponer las manos y masajear el canal intestinal en el sentido de las agujas del reloj, 3 veces.</p> <p>8. Mueva las manos en un movimiento circular para aliviar el área de tratamiento, 3 veces.</p> <p>9. Aplicar la técnica de presión digital en los siguientes puntos de acupuntura: RN13, RN12, RN10, RN8, RN6, RN4, RN3, ST25, SP15. 2 veces.</p> <p>10. Comenzando desde el punto RN3, empujar hasta el ombligo, deslizar hacia la cintura y luego levantar hacia la ingle con ambos pulgares, 3 veces.</p> <p>11. Alivie la zona a tratar con las manos y luego deslícelas hacia la ingle.</p> <p>12. Fin</p> <p>13. Operación del parche EMS: aplique un poco de gel uniformemente sobre los parches y fíjelos en la cintura y el abdomen durante unos 20 minutos.</p> <p>14. Retire los parches y limpie el gel del abdomen con una toalla tibia.</p> <p>15. Fin</p>	 <p>Technique4</p>  <p>Technique5</p>  <p>Technique6</p>  <p>Technique7</p>  <p>Technique9</p>  <p>Technique10</p> 
---	--	---	---

Sugerencias de tratamiento

Un tratamiento consta de diez sesiones. Después de una sesión, el metabolismo se acelerará. Después de un tratamiento, la grasa se metabolizará lentamente y el cuerpo comenzará a adelgazar. El estreñimiento y otros problemas se aliviarán al mismo tiempo. Después de dos tratamientos, los efectos se harán evidentes gradualmente, la piel se tensará y levantará, y aumentará el colágeno de la piel. Las estrías y la piel flácida también se aliviarán. Tres tratamientos ayudarán a consolidar los efectos. La grasa no deseada desaparecerá gradualmente y las curvas de la cintura y el abdomen comenzarán a tomar forma.

Modelado de brazos: 60 min una vez a la semana

Parche EMS
Nivel de energía: gire la perilla en función de la resistencia individual. Establezca el nivel de energía en un nivel relativamente bajo al principio en caso de que haya molestias. Tiempo: 20 min.

Crema para masajes (aceite esencial+gel+agua) - KYDS871

1. Técnicas
2. Orden de izquierda a derecha: coloque el brazo plano, frote el aceite en la piel desde la parte inferior del brazo hasta el brazo completo y deslícelo hasta los dedos (técnica relajante), 3 veces.
3. Presione todo el brazo con ambas palmas, 3 veces.
4. Empuje las manos hacia arriba trazando tres canales colaterales principales: Meridiano del intestino grueso (LI) - Meridiano triple energizante (TE) - Meridiano del intestino delgado (SI) hasta las axilas con los pulgares y los dedos índice separados, 3 veces.
5. Alivie la zona, 3 veces
6. Frote los tres canales colaterales principales de los brazos con el dedo arrodillado de un lado a otro hasta que se calienten, 3 veces.
7. Alivia la zona 3 veces
8. Coloca el brazo interior hacia arriba y empuja con las manos trazando tres meridianos yin en el brazo interior: meridiano de pulmón (LU) - meridiano de pericardio (PC) - meridiano de corazón (HT) hasta la axila con los pulgares y los dedos índice separados, 3 veces respectivamente.
9. Frota los tres canales hacia adelante y hacia atrás con las rodillas

Técnica 2, 3, 4, 5, 6, 7



Técnica 8, 9



Técnica 10











		<p>dedos hasta que se calienten, 3 veces.</p> <p>10. Alivia el área y deslízala hacia los dedos</p> <p>11. Repite las técnicas anteriores en el otro brazo.</p> <p>12. Fin</p> <p>13. Operación con parches EMS: aplica un poco de gel uniformemente en los parches y fíjalos en la grasa de los brazos durante unos 20 minutos</p> <p>14. Retira los parches y limpia el gel de los brazos con una toalla tibia</p> <p>15. Fin</p>	
--	--	---	--

Sugerencias de tratamiento

Un tratamiento consta de diez sesiones. Después de una sesión, se sentirá tirantez y los brazos estarán relajados. Después de un tratamiento, se reducirá el exceso de grasa en los brazos y la piel lucirá tersa y tersa. Dos tratamientos ayudarán a dar forma a los brazos, dragar los meridianos y mejorar la constitución para fortalecer los efectos. Tres tratamientos ayudarán a consolidar los efectos y evitar que los brazos recuperen la grasa.

Modelado de espalda: 60 min una vez a la semana

<p>Parche EMS: Nivel de energía: gira la perilla en función de la resistencia individual. Establece el nivel de energía en un nivel relativamente bajo al principio en caso de que haya molestias. Tiempo: 20 min.</p>	<p>Crema para masajes (aceite esencial+ge l+agua) - KYDS871</p>	<ol style="list-style-type: none"> Técnicas Aplice aceite en la espalda y presione los puntos de acupuntura GB-20 y DU-16. Aplice la técnica de punteo en Dabanjing (el área que conecta el cuello y el hombro) (desde la línea del cabello), 3-5 veces Mueva el pulgar hacia afuera desde el Meridiano de Vejiga (BL) hasta la región sacra y luego a los puntos GB-20 y DU-16. Comenzando desde el cuello hasta la vértebra caudal, mueva las manos en un movimiento en forma de S, 3 veces. Aplice la técnica de empuje a lo largo del Meridiano de Vejiga (BL) con el pulgar en orden izquierdo-derecho, 3 veces. 	<p>Técnica 2, 11</p>  <hr/> <p>Técnica 3</p>  <hr/> <p>Técnica 4</p>  <hr/> <p>Técnica 5</p>
---	---	---	---






		<p>7. Aplique la técnica de empuje a lo largo del meridiano de la vejiga (BL) hasta la región sacra con ambos pulgares al mismo tiempo, 3 veces.</p> <p>8. Aplique la técnica de empuje a lo largo del meridiano de la vejiga (BL) doblando tres dedos, 3 veces.</p> <p>9. Aplique la técnica de empuje a lo largo del borde medial de la escápula con ambas manos alternativamente en orden izquierdo-derecho, 3-6 veces.</p> <p>10. Aplique la técnica de punteo en el borde medial de la escápula con ambas manos horizontalmente, 3-6 veces.</p> <p>11. Alivie la espalda con ambas manos y aplique la técnica de presión digital en los puntos GB-20 y DU-16, 3 veces.</p> <p>12. Superponga ambos pulgares y aplique la técnica de presión digital en el punto SI-11 y deslícelo hacia el brazo, 3 veces.</p> <p>13. Haz lo mismo en el otro lado, 3 veces</p> <p>14. Frota el meridiano GV y el meridiano de la vejiga (BL) con las manos para calentarlos.</p> <p>15. El final</p> <p>16. Parche EMS Funcionamiento: aplica un poco de gel uniformemente en los parches y fíjalos en el área grasa de la espalda, aproximadamente 20 minutos.</p> <p>17. Retira los parches y limpia el gel de la espalda con una toalla tibia</p> <p>18. El final.</p>	 <p>Técnica 6, 7, 8, 14</p>  <p>Técnica 9</p>  <p>Técnica 10</p>  <p>Técnica 12, 13</p> 
--	--	---	--

Sugerencias de tratamiento

Un tratamiento consta de 10 sesiones. Después de una sesión, la espalda se relajará significativamente, la rigidez del cuello también se aliviará y la piel se levantará. Un tratamiento ayudará a relajar los hombros, reducir la grasa de la espalda, aliviar el bulto en la nuca y dar forma a la línea de la espalda. Después de dos tratamientos, el bulto parecerá más pequeño, se dragarán los meridianos, se resolverán los problemas de salud secundarios y se mejorará la calidad del sueño. 3 tratamientos ayudarán con el adelgazamiento de la espalda, el refinamiento de la línea de la espalda,

Fortalecimiento de la función visceral, mejora la digestión, la desintoxicación y el metabolismo (un curso de tratamiento es para reducir la grasa, dos cursos son para fortalecer los efectos y tres cursos ayudan a consolidar los efectos y evitar que se recupere grasa).

Modelado de cadera: 60 minutos una vez a la semana




<p>Parche EMS: Nivel de energía: gira la perilla en función de la resistencia individual. Establece el nivel de energía en un nivel relativamente bajo al principio en caso de que haya molestias. Tiempo: 20 min.</p>	<p>Crema para masajes (aceite esencial+ge l+agua) - KYDS871</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Técnicas de masaje 2. De pie, frote el aceite en la piel deslizándolo hacia la cintura desde la región sacra y luego levántelo a lo largo de las caderas desde la cintura, 3 veces (esta es una técnica calmante). 3. Aplique la técnica de empuje en la región sacra con dos pulgares, 3 veces. 4. Calme la zona de tratamiento 3 veces y luego presione los puntos: BL-23, 8 Área de la hendidura, Du-1, Gb-30, BL-36, 3 veces. 5. Calme la zona de tratamiento 3 veces. 6. En orden de izquierda a derecha, aplique la técnica de empuje desde la parte superior del muslo a lo largo del meridiano de vejiga (BL), meridiano de riñón (KI), meridiano de hígado (LV) y meridiano de vesícula biliar (GB), respectivamente, hasta el meridiano BV con ambas manos, 3 veces cada uno. 7. Aplique la técnica de empuje a lo largo del meridiano de vejiga (BL) - meridiano de riñón (KI) - - meridiano de hígado (LV) - - meridiano de vesícula biliar (GB) desde la parte superior del muslo hasta el meridiano BV hacia arriba con ambas manos alternativamente, 3 veces cada una. 8. Superponga ambas palmas y aplique la técnica de empuje hacia arriba desde la parte superior del muslo hasta el meridiano BV (elevación), de 3 a 5 veces. 9. Aplique la técnica de empuje desde ambos lados de las 	<p>Técnico 2,5,11</p>  <hr/> <p>Técnico 3</p>  <hr/> <p>Técnico 4</p>  <hr/> <p>Técnico 6</p>  <hr/> <p>Técnico 7,10</p> 
---	---	---	---

		<p>caderas hasta la parte superior de las Cadera (modelación) línea por línea de ida y vuelta, 3 veces.</p> <p>10. Repita el paso 7</p> <p>11. Alivie la zona a tratar.</p> <p>12. La técnica en el otro lado es la misma que la anterior.</p> <p>13. El final</p> <p>14. Operación del parche EMS: aplique un poco de gel uniformemente sobre los parches y fíjelos en la zona a tratar, aproximadamente 20 minutos</p> <p>15. Retire los parches y limpie el gel de las caderas con una toalla tibia</p> <p>16. El final</p>	
--	--	--	--

Sugerencias de tratamiento

Un tratamiento consta de 10 sesiones. Después de un tratamiento, los glúteos experimentarán sensaciones de calor y elevación. Después de un tratamiento, las caderas comenzarán a mostrar líneas de curvatura evidentes, el exceso de grasa comenzará a desaparecer lentamente y la piel parecerá más firme. Después de 3 tratamientos, se alivian las condiciones de cuerpo y útero fríos y otros problemas ginecológicos como la menstruación irregular, lo que puede ayudar a consolidar el efecto para aumentar el atractivo femenino.

Modelado de piernas: 60 min una vez a la semana








<p>Parche EMS</p> <p>Nivel de energía: gire la perilla en función de la resistencia individual. Establezca el nivel de energía en un nivel relativamente bajo al principio en caso de que haya molestias. Tiempo: 20 min.</p>	<p>Crema para masajes (aceite esencial+gel+agua) - KYDS871</p>	<ol style="list-style-type: none"> Técnicas de masaje Orden de izquierda a derecha: frotar el aceite en la piel desde la pantorrilla hasta el muslo y luego volver al talón, 3 veces Alternar los talones de ambas palmas para empujar toda la pierna hacia arriba y volver al talón, 3 veces Mueva las manos hacia arriba para empujar los cuatro meridianos principales: Meridiano de la Vejiga (BL) - Meridiano del Riñón (KI) - Meridiano del Hígado (LV) - Meridiano de la Vesícula Biliar (GB) con los pulgares y los dedos índice separados. Empujar la fosa poplítea con ambas manos alternativamente, 3 veces. Mueva ambas manos hacia arriba alternativamente en un 	<p>Technique 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9</p>  <hr/> <p>Technique 6</p>  <hr/> <p>Technique 13, 14</p> 
--	--	---	---

		<p>3 veces con movimientos ondulantes. 7. Alivia la zona 3 veces. 8. Empuja los cuatro meridianos hacia arriba con los dedos doblados de ambas manos 3 veces.</p> <p>9. Alivia la zona 3 veces</p> <p>10. Repite la operación en el otro lado.</p> <p>11. Al final</p> <p>12. Masajea la parte delantera de las piernas: frota el aceite en la piel desde los pies hasta la parte superior del muslo (técnica relajante), 3 veces</p> <p>13. Empuja los cuatro meridianos: Meridiano de la Vejiga (BL) - Meridiano del Riñón (KI) - Meridiano del Hígado (LV) - Meridiano de la Vesícula Biliar (GB) hasta la parte superior del muslo con los pulgares y los dedos índice separados.</p> <p>14. Empuja los cuatro meridianos con los dedos doblados de ambas manos 3 veces</p> <p>15. Al final</p> <p>16. Haz lo mismo con la otra pierna.</p> <p>17. Operación del parche EMS: aplique un poco de gel uniformemente sobre los parches y fíjelos en el área grasa de las piernas durante unos 15 minutos.</p> <p>18. Retire los parches y limpie el gel de las piernas con una toalla tibia. 19. Fin.</p>	
--	--	--	--

Sugerencias de tratamiento

Un tratamiento consta de diez sesiones. Después de un tratamiento, las piernas se relajarán y la circulación se acelerará. Después de un tratamiento, las piernas se adelgazarán, habrá contracción del colágeno de la piel debido al efecto del calor y se podrá sentir claramente el efecto tensor en la piel. Después de 2 tratamientos, las piernas estarán claramente tensas y delgadas. 3 tratamientos ayudarán a consolidar los efectos. La microcorriente EMS puede estimular la dermis para promover la regeneración constante del colágeno. Por lo tanto, los resultados del tratamiento serán más evidentes.

Modelado de senos: 45 min una vez por semana

<p>Parche EMS Nivel de energía: gire la perilla en función de la resistencia individual. Establezca el nivel de energía en un nivel relativamente bajo al principio en caso de que haya molestias. Tiempo: 20 min.</p>	<p>Crema para masajes (aceite esencial+gel+agua) - KYDS871</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. De pie junto a la cama, use ambas manos para frotar el aceite en la piel desde Shanzhong (RN17) hasta la axila y luego levante el ligamento suspensorio (técnica relajante) 3 veces. 2. Use ambos pulgares para presionar los puntos de acupuntura: Shanzhong (RN17), Rugen (ST18), Da bao (SP21), Yingchuang (ST16), Zhongfu (LU1), Yun men (LU2) 3 veces 3. Alivie la zona 3 veces 4. Superponga las dos palmas y mueva desde Shanzhong (RN17) en un movimiento en forma de 8 hacia adelante y hacia atrás 3 veces 5. Alterne las manos para empujar desde el seno accesorio hacia el ligamento suspensorio, en orden de izquierda a derecha 6. Alivie la zona 3 veces 7. Siéntese al lado del cliente, use ambas palmas para masajear y levantar los senos en orden de izquierda a derecha, 3-5 veces 8. Presione alternativamente los conductos galactóforos (alrededor del seno) con los pulgares y los dedos índice separados 3-5 veces 9. Muévase alternativamente en círculos con dos pulgares para dragar nódulos en el pecho, 3 veces 10. Aliviar y levantar el pecho con ambas manos, 3-5 veces 11. Repetir las técnicas en el otro lado 12. Operación de parche en el pecho: aplicar un poco de gel uniformemente sobre los parches y fijarlos en los pezones, aproximadamente 20 minutos 	<p>Technique1</p>  <hr/> <p>Technique2</p>  <hr/> <p>Technique4</p>  <hr/> <p>Technique5</p>  <hr/> <p>Technique7</p>  <hr/> <p>Technique8</p>  <hr/> <p>Technique9</p> 
--	--	---	---

		13. Retire los parches y limpie el gel de los senos con una toalla tibia 14. El final	
Sugerencias de tratamiento Un tratamiento consta de diez sesiones. Después de un tratamiento, se sentirá calor en el pecho, se estimulará la circulación sanguínea y habrá cierto grado de efecto lifting. Después de un tratamiento, el efecto será más evidente y se aliviarán los nódulos. Después de tres tratamientos, la piel estará reafirmada y el pecho tendrá una buena forma y una mayor elasticidad. Además, se mejorarán las funciones del sistema endocrino para hacer que las mujeres sean más atractivas.			