

Manual del usuario



Contenido

1.Precauciones de seguridad	1
2.Contraindicaciones	2
3.Visión general	2
4.Introducción al panel de control	3
5.Especificaciones técnicas	5
6.Precauciones de uso	5
7.Mantenimiento y limpieza	6
8.Preguntas más frecuentes	7
9.Preguntas y respuestas	8
10.Guía de funcionamiento	10
11.Garantía y asistencia	11

1.Precauciones de seguridad

- 1.Lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato y familiarícese con su funcionamiento y la tecnología relacionada.
- 2.Como dispositivo electrónico de alta precisión, este aparato debe almacenarse adecuadamente. Evite las condiciones húmedas, la luz solar directa y la proximidad a materiales inflamables o explosivos para evitar daños.
- 3.Utilice siempre el accesorio designado proporcionado o recomendado por el fabricante para garantizar el rendimiento durante toda su vida útil.
- 4.No coloque el dispositivo en condiciones de alta temperatura, ya que esto puede afectar negativamente a su vida útil y rendimiento.
- 5.No aplique el dispositivo en ojos, tiroides, paratiroides, testículos, abdomen de mujeres embarazadas, marcapasos, etc.
- 6.Los pacientes deben consultar a su médico antes de utilizar este dispositivo.
- 7.Asegúrese de que el dispositivo se aplica sobre la piel húmeda y evitar la operación en la piel seca.
- 8.Apague el dispositivo cuando no lo utilice para garantizar su seguridad.

2.Contraindicaciones

Antes de utilizar este aparato, es imprescindible consultar a su médico o pedir consejo a profesionales. Detalles a continuación:


- 1.Embarazo o lactancia.
- 2.Hipertensión, cardiopatía o con un marcapasos instalado.
- 3.Heridas sin cicatrizar o en proceso de recuperación de una intervención quirúrgica reciente.
- 4.Epilepsia, diabetes grave e hipertiroidismo.
- 5.Tumores malignos, hemofilia y hemorragias.
- 6.Enfermedades cutáneas o infecciosas.
- 7.Cesárea en los últimos seis meses, aborto espontáneo en los últimos tres meses o parto natural en los últimos dos meses.
- 8.Cirugía plástica reciente (en los últimos tres meses), o presencia de implantes u objetos metálicos en la zona de tratamiento.

3.Visión general

Utilizando la tecnología más popular y segura, este versátil dispositivo de belleza 6 en 1 proporciona mejoras integrales, incluyendo el estiramiento de la piel y beneficios antienvjecimiento, garantizando una transformación radiante de su aspecto facial. Es la solución ideal para quienes buscan mejorar su piel sin necesidad de inyecciones, medicamentos ni efectos secundarios. Espere resultados inmediatos con su aplicación externa.

4.Introducción al panel de control





5. Especificaciones técnicas

	Tipo de artículo: Máquina de belleza	Material: ABS
	Color: Como muestran las fotos	Tensión: 110-240V
	Enchufe opcional: Enchufe US, Enchufe UK, Enchufe AU, Enchufe EU	
	Tamaño del artículo: 25*40*38cm/9.84*15.75*14.96pulgada	
	Peso del paquete: Approx. 700	

6. Precauciones de uso

1. Siga estrictamente las instrucciones del manual para utilizar el aparato y formar al operario.
2. Antes de utilizar el aparato, utilice un enchufe con toma de tierra y asegúrese de que la toma de corriente está conectada a tierra.
3. Asegúrese de que el voltaje del aparato está adaptado. Si la tensión de alimentación local es inestable, recomendamos añadir una fuente de alimentación regulada y adaptada entre la red y el aparato.

4.Retire todos los objetos metálicos del interior del cuerpo para evitar causar accidentes o afectar a los efectos del tratamiento.

5.Durante el tratamiento con calor y frío, evite las rejillas de ventilación, ya que una mala disipación del calor puede afectar a la vida útil del aparato.

6.Durante la operación de abrasión, ajuste la intensidad de succión según la tolerancia individual.

7.Limpie la botella de agua residual inmediatamente después del tratamiento de abrasión.

7.Mantenimiento y limpieza

1.Desconecte el cable de alimentación cuando no lo utilice y guarde el dispositivo en un lugar seco, fresco y bien ventilado.

2.Limpie e higienice el aplicador con un paño húmedo o solución salina y, a continuación, séquelo bien con una toalla seca para asegurarse de que permanece seco.

3.Después del tratamiento de abrasión, cepille el cabezal de abrasión con un cepillo de dientes desechable, enjuáguelo con agua, sumérjalo en alcohol durante 3 minutos y vuelva a enjuagarlo para eliminar los restos de alcohol.

4.Después de limpiar el aparato, cúbralo con un paño antipolvo o una envoltura de plástico. Antes de utilizarlo, asegúrese de volver a higienizar el mango por razones de higiene.

5.Queda terminantemente prohibido desmontar el aparato e intentar limpiar su interior. Esta tarea sólo debe ser realizada por profesionales.

8.Preguntas más frecuentes

1.¿Se volverá la piel más fina y sensible después del tratamiento de abrasión?

R: No, la abrasión es un procedimiento no invasivo que elimina únicamente el estrato córneo envejecido. Como la piel se renueva de forma natural cada 28 días, este tratamiento mejora la suavidad, la luminosidad y el refinamiento sin aumentar la sensibilidad.

2.¿Por qué es necesaria la exfoliación?

R: El estrato córneo, la capa más externa de la epidermis, consta de 15-20 capas de componentes cutáneos que varían según la zona del cuerpo. El ciclo de renovación de la piel también cambia con la edad, normalmente 28 días para los adolescentes y la edad de una persona más 10 días para los adultos. Sin embargo, diversos factores pueden alterar este proceso, haciendo que el estrato córneo se acumule, dando lugar a una tez apagada y a un metabolismo cutáneo lento. En estos casos, la exfoliación es esencial para promover una renovación saludable de la piel.

3.¿Puedo maquillarme inmediatamente después de utilizar este aparato?

R: Sí, el tratamiento mejora la hidratación y la turgencia de la piel, garantizando una aplicación del maquillaje suave y bien difuminada. Este enfoque no invasivo ofrece resultados rápidos, seguros y saludables.

4. ¿Cuándo puedo esperar ver resultados?

R: Notará una mejora en la claridad y luminosidad de la piel inmediatamente después de la primera sesión. Los tratamientos múltiples mejoran la hidratación, iluminan la tez, reducen las líneas finas y ayudan a ralentizar el proceso de envejecimiento.

5. ¿El tratamiento crea adicción?

R: No, el tratamiento de abrasión es un procedimiento de cuidado de la piel que mejora su salud y proporciona una limpieza profunda. Mejora la absorción de nutrientes al tiempo que trata problemas como la opacidad, la deshidratación, la textura áspera y las arrugas. La interrupción del tratamiento simplemente permite que la piel vuelva a su estado natural sin ninguna dependencia.


9. Preguntas y respuestas

Pregunte a	Causa	Respuesta
1. No se enciende el aparato.	→ El cable de alimentación está desconectado de la toma de corriente.	→ Compruebe si el cable de alimentación está bien conectado a la toma de corriente y asegúrese de que ésta funciona.
	→ El fusible está suelto o quemado.	→ Vuelva a colocar el fusible en la parte posterior del dispositivo y reinicielo.
2. El dispositivo no funciona y no se puede reiniciar.	→ Es posible que el fusible se haya fundido debido a una tensión inestable o a un uso prolongado.	→ Vuelva a colocar el fusible y reinicie el aparato 5 minutos

Pregunte a	Causa	Respuesta
3. La pantalla muestra un mensaje de error.	→ Error de datos.	→ 1. Apague el dispositivo, desconecte el cable de alimentación y espere 1 minuto para reiniciar el dispositivo. 2. Si el método anterior no resuelve el problema, póngase en contacto con su distribuidor.
4. No hay succión del mango de abrasión.	→ Falta el anillo de goma.	→ Coloca un anillo de goma.
	→ El cabezal de abrasión se aprieta demasiado al mango, lo que hace que el anillo de goma pierda su forma y se produzcan fugas de aire.	→ Afloje el cabezal de abrasión.
5. La radiofrecuencia no funciona.	→ El mango no está bien conectado.	→ Confirme si el enchufe del asa está bien conectado a la unidad principal.
	→ La presencia de aceite en la zona de tratamiento podría provocar un contacto insuficiente entre el mango y el cuerpo.	→ Aplicar el medio en la zona a tratar después de la limpieza.
	→ El mango no está en contacto adecuado con la piel.	→ Asegurar un contacto completo entre el cabezal de tratamiento y la piel.

10. Guía de funcionamiento

Cara:



11. Garantía y asistencia

Ofrecemos un año de garantía para la unidad principal y tres meses para los componentes.

Producto
Nombre: Máquina limpiadora e hidratante

Producto
Modelo: AS161

Producción
Fecha: _____

Inspección
de calidad: _____

PASS