

User Manual

BS-33D1



Content

1. Safety Precautions	1
2. Contraindications	1
3. Product Overview	2
4. Packing List	10
5. Technical Specification	11
6. Key Advantages	11
7. Operation Guide	11
8. Treatment Schedule	19
9. Use Precautions	20
10. Maintenance & Cleaning	21
11. FAQ	21
12. Ask & Answer	22
13. Warranty & Support	24

Tabla de contenido

1. Precauciones de seguridad	25
2. Contraindicaciones	25
3. Descripción general del producto	26
4. Detalles del producto	34
5. Parámetros técnicos	35
6. Ventajas principales	35
7. Guía de operación	35
8. Recomendaciones de tratamiento	43
9. Precauciones de uso	44
10. Mantenimiento y limpieza	45
11. Preguntas y respuestas frecuentes	45
12. Problemas y soluciones	46
13. Garantía y servicio postventa	48

1. Safety Precautions

1. Please read this manual carefully before use and familiarize yourself with the operation of this instrument and related technology.
2. This physiotherapy instrument is a high-precision electronic device that requires proper storage. Please avoid storing it in humid conditions, direct sunlight, or near flammables and explosives to prevent damage.
3. Always use the designated accessory provided or recommended by the manufacturer to ensure performance throughout its service life.
4. Do not place the instrument in high-temperature conditions, as this may negatively impact its service life and performance.
5. Do not apply the instrument on the thyroid, parathyroid, testicles, pregnant women's abdomen, pacemakers, etc.
6. Patients should refrain from using this instrument unless they have obtained permission from their doctor.
7. Ensure that the instrument is applied on moist skin and avoid the operation on dry skin.
8. Power off the instrument when not in use to ensure its safety.
9. If you are currently taking anti-adiposity drugs, please discontinue their use for 1 - 2 months before using this instrument. Failure to do so may result in an extended course of treatment.
10. To maintain hygiene and extend the instrument's service life, sterilize it with saline.

2. Contraindications

Before using this instrument, it is essential to consult your doctor or seek advice from professionals. Details below:

1. Pregnant or lactating woman.
2. Individuals with hypertension, heart disease, or a pacemaker installed.
3. Individuals with unhealed wounds or those in the recovery period from surgery.
4. Individuals suffering from epilepsy, severe diabetes, and hyperthyroidism.
5. Individuals suffering from malignant tumors, hemophilia, and hemorrhage.
6. Individuals with skin disease or infectious disease.
7. Individuals who have had a cesarean section within the last six months, a miscarriage within the last three months, or a natural birth within the last two months should refrain from using this instrument.
8. For your safety, refrain from using if you've had plastic surgery or have implants/metal objects near the treatment area within 3 months.

3. Product Overview

1. Product Introduction

Recognized as a premier physiotherapy instrument, it offers a myriad of advantages, such as alleviating inflammation, providing pain relief, activating the skin, fostering wound healing, and improving circulation. This versatile tool effectively replaces various body and facial solutions typically found in salons. It stands out for its safety and efficacy, eliminating the need for injections, medications, or surgery. The entire process is devoid of pain, invasiveness, or undesirable side effects, ensuring a gradual yet noticeable enhancement through external application. Adopt genuine salon-grade physiotherapy equipment with

native 448KHz frequency, equipped with 2 RET probes and 3 CET probes of different interchangeable sizes, together with fascia blades designed for all body areas.

2. Working principle

CET handle

Capacitive Electrical Transfer Mode: CET mode acts on soft tissues with high water content, such as muscles, fascia, internal organs, lymphatic and vascular systems, with a focus on local and superficial effects.


RET handle

Resistive Electrical Transfer Mode: Designed for hard tissues with lower water content, such as ligaments, tendons, joints, and bones, targeting the deep areas of the body and involving multiple joints

Fascia knife handle


The fascia knife softens the fascia through constant-temperature heating and loosens adhesions with its physical blade head, which can deeply relax muscles, relieve soreness, and promote blood circulation.

3. Comprehensive treatment




RET:

Target tissues: Deep muscles, tendons, ligaments, joint capsules, periosteum
 Target areas: Lower back, buttocks, hips, knees, shoulders, Achilles tendons, stubborn pain points
 Depth: Penetration depth 8-10 cm



CET :


Target Tissues: Subcutaneous fat, superficial fascia, skin, lymph nodes
 Target Areas: Face, neck, edema, superficial muscles, body shaping
 Depth: Penetration depth 3-4 cm



Fascial knife:

Main tissues targeted: Deep fascia, myofascial adhesions, deep muscles, tendons, nodules
 Main areas targeted: Lower back, buttocks, legs, strained fascia
 Depth: Penetration depth 8-10 cm

4. Replace the treatment head




CET and RET: Select the desired treatment head, insert it into the slot of the hand grip and push it firmly into place.

Note: clean the steel tube with a brush or soft cloth before the replacement.

5. Fascia Knife Installation

- 1) Remove the aviation connector from the RET handle on the main unit.
- 2) The fascia knife is connected to a clamp to secure the fascia knife head.
- 3) Connect the fascia knife to the aviation connector on the back of the chassis at the RET position.




6. Interface Introduction


Welcome interface



Upon first use, a language selection interface will appear. You can choose the language according to your needs. Click  to confirm the selected language.




Main Menu



Tap  enter the language selection interface

Tap  and enter the following interface



Main Menu



Reset button



:Suitable for small areas of the body to operate on



Time display and set buttons (0 - 60 minutes)



:Suitable for large areas of the body to be operated on



Energy display and set buttons (0 - 10 levels)



:Click to enter the fascia knife interface



Start/Pause

Tap



and enter the following interface



Main Menu



Reset button



:Eye



Time display and set buttons (0 - 60 minutes)



:Face



Energy display and set buttons (0 - 10 levels)



:Neck



Start/Pause

4. Packing List

No.	Name	Quantity
1	RET handle	1
2	Treatment head of RET handle	2
3	CET handle	1
4	Treatment head of CET handle	3
5	Negative Plate Connection Cable	1
6	Power cord	1
7	Holder	1
8	Pedal Switch	1
9	Fascia Knife	1
10	Fascia knife connecting wire clamp	1

5. Technical Specification

Input Voltage: 110V 60Hz or 220V 50Hz

Rated power: 300W

Frequency: 448Hz

Net weight: 6.3KG

Gross weight: 8.4KG

Product dimensions: 43*32*26CM

6. Key Advantages

1. Achieve superior results in physical therapy by promoting circulation, fostering healing, and encouraging tissue regeneration.
2. Experience inflammation alleviation and pain relief with a safe and effective procedure that avoids discomfort or invasions.
3. Benefit from a unique assembly method for the treatment head, providing a convenient and swift usage experience.

7. Operation Guide

Facial, Eye, and Neck treatment

1. Prepare the instrument, assemble the components, and connect the power.

2. Apply the negative electrode patch to the customer's back.
3. Turn on the power switch on the front of the instrument.
4. Select the CET function in the interface, and then select the handle (choose the appropriate working head).
5. Select the energy level (it is recommended to start from level 3, but adjust according to the level that suits each person).
6. Time suggestion: 10-20 minutes
7. Put on PVC insulating gloves for both hands.
8. Press the "Start" button, place the handle on the control area first, and then press the foot pedal to operate.

Face

Parameters setting

Recommended handle: CET (M)

Recommended working time: 10-20 minutes.

Recommended energy: 3

Product required: massage cream



Eye

Parameters setting

Recommended handle: CET (S)

Recommended working time: 10-20 minutes.

Recommended energy: 3

Product required: massage cream



Neck


Parameters setting

Recommended handle: CET (L)

Recommended working time: 10-20 minutes.

Recommended energy: 3

Product required: massage cream



Body treatment:

1. Prepare the instrument, assemble the components, and connect the power.
2. Interface Functionality Suggestion: RET
3. Apply the negative electrode patch to the customer's abdomen or back.
4. Turn on the power switch on the front of the instrument.
5. Select the energy level (it is recommended to start from level 3, but adjust according to the level that suits each person).
6. Put on PVC insulating gloves for both hands.
7. Time suggestion: 20-30 minutes
8. Press the "Start" button, place the handle on the control area first, and then press the foot pedal to operate.
9. After the RET time is over, the negative electrode plate does not need to be removed. Then select the fascia knife interface.
10. Select the energy level (it is recommended to start from level 3, but adjust according to the level that suits each person).
11. Time suggestion: 10-20 minutes
12. Press the "Start" button, place the handle on the control area first, and then press the foot pedal to operate.

Arm


Parameters setting

1) Recommended handle: RET (M)

Recommended working time: 20 minutes

Recommended energy: 3

Product required: massage cream




2) Recommended handle: Fascia knife

Recommended working time: 20 minutes

Recommended energy: 3

Product required: massage cream



Belly


Parameters setting

1) Recommended handle: RET (L)

Recommended working time: 20 minutes

Recommended energy: 3

Product required: massage cream




2) Recommended handle: Fascia knife

Recommended working time: 20 minutes

Recommended energy: 3

Product required: massage cream



Back


Parameters setting

1) Recommended handle: RET (L)

Recommended working time: 20 minutes

Recommended energy: 3

Product required: massage cream




2) Recommended handle: Fascia knife

Recommended working time: 20 minutes

Recommended energy: 3

Product required: massage cream



Leg


Parameters setting

1) Recommended handle: RET (M)

Recommended working time: 20 minutes

Recommended energy: 3

Product required: massage cream




2) Recommended handle: Fascia knife

Recommended working time: 20 minutes

Recommended energy: 3

Product required: massage cream



8. Treatment Schedule

Treatment area	Treatment duration	Treatment interval	Total sessions
Face	10-20mins	7 days	10 sessions
Eye	10-20mins	7 days	10 sessions
Neck	10-20mins	7 days	10 sessions
Abdomen	20-30mins	2 sessions per week	12 sessions
Arm	20-30mins	2 sessions per week	12 sessions
Back	20-30mins	2 sessions per week	12 sessions
Leg	20-30mins	2 sessions per week	12 sessions

9. Use Precautions

1. Strictly follow the instructions in the manual to use the instrument and train operator.
2. Before using the instrument, use a plug with a grounding pin and ensure the power socket is grounded.
3. Make sure the voltage of the instrument is adapted. If the local power supply voltage is unstable, we recommend adding a power-matched regulated power supply between the mains and the instrument.
4. Remove all the metal objects inside the body to avoid causing accidents or affecting treatment effects.
5. Do not use the instrument on an empty abdomen, and take the treatment 1 hour later after the meal.
6. During operation, the instrument should be in full contact with the skin to avoid uneven heating that could cause burns.
7. Please note that energy output only occurs when you step on the pedal.
8. When using CET/RET, please press the handle firmly against your skin first, and then step on the foot pedal while the handle is moving to avoid burning the customer.
9. The negative electrode plate should be in close contact with the customer's skin. Do not place it through clothing, otherwise there will be no energy output.
10. Do not leave the handle in one place while it is in operation to avoid burning customers.
11. Please adjust the energy level from low to high. During operation, please ask the customer how they feel. If it gets too hot, please lower the energy level immediately.
12. It is recommended that operators wear gloves when operating the instrument to avoid contact with radio frequency current and prevent injury to the operator.
13. Do not drop the handle head on the ground to prevent damage.
14. Do not use the CET handle if the head is damaged to prevent burns.

10. Maintenance & Cleaning

1. Disconnect the power cord when not in use and store the instrument in a dry, cool, and well-ventilated place.
2. Clean and sanitize the applicator with a damp cloth or saline, and then dry it thoroughly with a dry towel to ensure it remains dry.
3. After cleaning the instrument, cover it with a dustcloth or plastic wrap. Before use, ensure to sanitize the handle again for hygienic reasons.
4. Disassembling the instrument and attempting to clean the inside is strictly prohibited. This task should only be performed by professionals.

11. FAQ

1. When can I expect to observe the results?

A: Normally, noticeable results can be observed on the day of the treatment and within a week afterward. Grounded in endogenesis heat therapy, this device employs capacitance and resistance to transmit energy, operating on the internal tissues of the human body. It triggers the natural reparative process, delivering an anti-inflammatory effect. The visibility of results tends to increase with the number of sessions you undergo.

2. Is it safe for the skin?

A: Yes, it is a non-surgical method that stimulates collagen regeneration and metabolism in the deeper layers of the skin without causing any harm. Temporary heat and redness in the treated area are

normal, indicating increased circulation, and should subside within a few hours. There is no need to be concerned about this reaction.

After using the fascia knife handle, some redness, swelling, petechiae, and bruising are normal phenomena and will usually recover within a week.

3. Any side effects?

A: No, there are no side effects. This instrument aims to promote tissue regeneration and circulation while delivering benefits like inflammation alleviation and pain relief.

12. Ask & Answer

Ask	Cause	Answer
1. Fail to turn on the instrument.	→ The power cord is disconnected from the wall socket.	→ Check if the power cord is well connected to the wall socket and ensure that the socket is functional.
	→ The fuse is loose or burned.	→ Replace the fuse on the back of the instrument and restart it.
2. The instrument is not working and can't be restarted.	→ The fuse may have burned out due to unstable voltage or prolonged use.	→ Please replace the fuse and restart the instrument 5 minutes later.

Ask		Cause		Answer
3. The screen shows an error message.	→	Data error.	→	1. Turn off the instrument, disconnect the power cord, and wait for 1 minute to restart the instrument. 2. If the above method doesn't resolve the problem, please contact your dealer.
4. The instrument is not operating.	→	The handle is not properly connected.	→	Please confirm if the handle plug is well connected to the main unit.
	→	Oil in the treatment area could result in insufficient contact between the treatment head and the body.	→	Apply some gels to the treatment area after cleaning.
	→	The treatment head is not in proper contact with the skin.	→	Ensure complete contact between the treatment head and the skin.

13. Warranty & Support

Warranty Policy

1.The main machine is guaranteed for one year and the accessories (like handles and screen) are guaranteed for three months from the date of shipment (by the shipping record).

Within warranty,the seller will deliver free new machine or new accessories if necessary.

Beyond warranty,the seller offers free instruction and troubleshooting service but the repair is with charge (the buyer need to take the cost and the shipping cost for the replacement).

No free service provided for the cases:

- a) Breakdowns caused by personal disassembling and reassembling.
- b) Breakdowns caused by accidental falling or hitting.
- c) Breakdowns caused by a lack of reasonable maintaining.
- d) Breakdowns caused by wrong operation (not following the right guidance of the instruction manual).

2.After purchase, if the machine's parameters or internal structure are modified, we will not provide additional notification services.

1. Precauciones de seguridad

1. Lea este manual detenidamente antes de usarlo y familiarícese con el funcionamiento de este dispositivo y la tecnología relacionada.
2. Como dispositivo electrónico de alta precisión, este dispositivo debe almacenarse adecuadamente. Evite la humedad, la luz solar directa y la proximidad a materiales inflamables o explosivos para evitar daños.
3. Utilice siempre el accesorio designado proporcionado o recomendado por el fabricante para garantizar el rendimiento durante toda su vida útil.
4. No coloque el dispositivo en condiciones de alta temperatura, ya que esto puede afectar negativamente su vida útil y su rendimiento.
5. No aplicar el dispositivo tiroides, paratiroides, testículos, abdomen de embarazadas, marcapasos, etc.
6. Los pacientes deben consultar a su médico antes de utilizar este dispositivo.
7. Durante el procedimiento, la zona tratada debe mantenerse húmeda; evite operar sobre piel seca.
8. Apague el instrumento cuando no lo utilice. Apague siempre la alimentación principal del instrumento antes de irse después de cada uso diario para garantizar su seguridad.
9. Si actualmente está tomando otros medicamentos para bajar de peso, se recomienda dejar de tomarlos durante 1 o 2 meses antes de usar el dispositivo; de lo contrario, deberá prolongar el tratamiento.
10. Desinfecte el instrumento con solución salina después de su uso para garantizar la limpieza y prolongar su vida útil.

2. Contraindicaciones

Antes de usar este dispositivo, es fundamental consultar con su médico o buscar asesoramiento profesional. Detalles a continuación:

1. Embarazo o lactancia.
2. Hipertensión, enfermedad cardíaca o con marcapasos instalado.
3. Heridas sin cicatrizar o recuperación en curso de una cirugía reciente.
4. Epilepsia, diabetes grave e hipertiroidismo.
5. Tumores malignos, hemofilia y hemorragia.
6. Personas que padecen enfermedades de la piel o enfermedades infecciosas.
7. Cesárea en los últimos seis meses, aborto espontáneo en los últimos tres meses o parto natural en los últimos dos meses.
8. Cirugía plástica reciente (dentro de los tres meses), o presencia de implantes u objetos metálicos en el área a tratar.

3. Descripción general del producto

1. Introducción del producto

Este aparato es el dispositivo de fisioterapia más popular en la actualidad; tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas, revitaliza la piel, favorece la cicatrización de las heridas y, al mismo tiempo, acelera la circulación sanguínea, por lo que puede sustituir eficazmente a los tratamientos faciales y corporales de los centros de estética. Este aparato es seguro y eficaz: no requiere inyecciones, ni medicación, ni cirugía; es indoloro, no invasivo y no tiene efectos secundarios; se aplica de forma externa durante todo el tratamiento y ofrece resultados que mejoran progresivamente. Se trata

de un aparato de fisioterapia que utiliza la tecnología «448 kHz», propia de los centros especializados, e incluye dos sondas RET y tres sondas CET de diferentes tamaños, además de una espátula fascial para su uso en distintas zonas del cuerpo.

2. Principio de funcionamiento

Mango CET

Modo CET (Transferencia Eléctrica Capacitiva): El modo CET actúa sobre tejidos blandos con alto contenido de agua, como músculos, fascia, órganos internos, tejidos del sistema linfático y circulatorio, centrándose en efectos localizados y superficiales.


Mango RET

Modo RET (Transferencia Eléctrica Resistiva): El modo RET actúa sobre tejidos duros con bajo contenido de agua, como ligamentos, tendones, articulaciones y huesos, penetrando profundamente en el cuerpo e involucrando múltiples articulaciones.

Mango de cuchillo de fascia


El bisturí fascial ablanda la fascia mediante calentamiento a temperatura constante, y la hoja física afloja las adherencias, lo que puede relajar profundamente los músculos, aliviar el dolor y favorecer la circulación sanguínea.

3. Tratamiento integral




RET:

Tejidos tratados: músculos profundos, tendones, ligamentos, cápsulas articulares y perióstio
Zonas tratadas: zona lumbar, glúteos, cadera, rodilla, hombro, tendón de Aquiles y puntos de dolor persistentes
Profundidad: profundidad de penetración de 8-10 cm



CET :


Zonas de acción principales: grasa subcutánea, fascia superficial, piel, sistema linfático
Zonas de tratamiento principales: rostro, cuello, edemas, músculos superficiales, modelado corporal
Profundidad: profundidad de penetración de 3-4 cm



RET y espátula fascial:

Tejidos principales de tratamiento: fascia profunda, adherencias miofasciales, músculos profundos, tendones y nódulos endurecidos.
Zonas principales de tratamiento: espalda baja, glúteos, piernas y fascias con sobrecarga muscular.
Profundidad: profundidad de penetración de 8 a 10 cm.


4. Reemplace el cabezal de trabajo



CET y RET: seleccione el cabezal de trabajo adecuado, introdúzcalo en la ranura del mango hasta encajar completamente. Tenga en cuenta que antes de cambiar el mango, limpie el cabezal de trabajo con un cepillo o un paño suave.

5. Instalación de la espátula fascial

- 1) Desconecte el conector aviación del mango RET de la unidad principal.
- 2) Conecte la pinza a la espátula fascial y fije firmemente el cabezal de la espátula fascial.
- 3) Conecte el conector aviación de la pinza de la espátula fascial en la posición RET situada en la parte trasera de la unidad principal.




6. Explicación detallada de las funciones de la interfaz

Pantalla de arranque




Al usarla por primera vez, aparecerá una interfaz de selección de idioma.

Puede elegir el idioma que necesite. Haga clic  para confirmar el idioma seleccionado.



Interfaz de operación




Hacer clic  Accederás a la interfaz de selección de idioma.

Hacer clic  Ingrese a la siguiente interfaz



-  Volver a la interfaz principal
-  Botón de reinicio
-  :Adecuado para operar en zonas pequeñas del cuerpo.
-  :Adecuado para operar en grandes áreas del cuerpo.
-  :Haga clic para acceder a la interfaz del bisturí fascial.
-  Botones para visualizar y ajustar la hora (0-60 minutos)
-  Indicador de energía y botones de ajuste (0-10 niveles)
-  Iniciar/Pausar

Hacer clic  Ingrese a la siguiente interfaz



 Volver a la interfaz principal

 Botón de reinicio

 :Ojos

 :Rostro

 :Cuello

 Botones para visualizar y ajustar la hora (0-60 minutos)

 Indicador de energía y botones de ajuste (0-10 niveles)

 Iniciar/Pausar

4. Detalles del producto

Número de serie	nombre	cantidad
1	Mango RET	1
2	Cabezal de repuesto RET	2
3	Mango CET	1
4	Cabezal de repuesto CET	3
5	Placa negativa con cable	1
6	cable de alimentación	1
7	soporte para mangos	1
8	Pedal con cable	1
9	espátula fascial	1
10	Pinza de conexión para espátula fascial	1

5. Parámetros técnicos

Voltaje de entrada: 110 V 60 Hz o 220 V 50 Hz

Potencia nominal: 300W

Frecuencia: 448Hz

Peso neto: 6,3 kg

Peso bruto: 8,4 kg

Dimensiones del producto: 43*32*26 cm

6. Ventajas principales

1. Aumenta la circulación sanguínea, promueve la curación y la regeneración de los tejidos para obtener mejores efectos terapéuticos.
2. Antiinflamatorio, analgésico, indoloro, no invasivo, seguro y eficaz.
3. El método exclusivo de inserción y extracción de sondas de CET y RET hace que el reemplazo de la sonda sea más cómodo y eficiente para los usuarios.

7. Guía de operación

Procedimientos de tratamiento facial, ocular y de cuello:

1. Prepare el instrumento y conecte los accesorios y la fuente de alimentación.

2. Coloque la placa negativa en la espalda del cliente.
3. Pulse el interruptor de encendido situado en la parte frontal del instrumento.
4. Seleccione la función CET en la interfaz y elija el mango correspondiente (seleccione el cabezal de trabajo adecuado).
5. Seleccione el nivel de intensidad de energía (se recomienda empezar desde el nivel 3 y ajustar según la tolerancia de cada persona).
6. Tiempo recomendado: 10-20 minutos
7. Utilice guantes aislantes de PVC en ambas manos.
8. Pulse el botón «Inicio», coloque primero el mango sobre la zona de tratamiento y luego pise el pedal para operar.

Rostro


Recomendaciones de parámetros

Sugerencia de función: CET (M)

Tiempo sugerido: 10-20 minutos

Recomendación energética: 3

Producto complementario: crema de masaje



Ojos

Recomendaciones de parámetros

Sugerencia de función: CET (S)

Tiempo sugerido: 10-20 minutos

Recomendación energética: 3

Producto complementario: crema de masaje



Cuello


Recomendaciones de parámetros

Sugerencia de función: CET (L)

Tiempo sugerido: 10-20 minutos

Recomendación energética: 3

Producto complementario: crema de masaje



Procedimiento de tratamiento corporal:

1. Prepare el instrumento y conecte los accesorios y la fuente de alimentación.
2. Sugerencia de funcionalidad de la interfaz: RET
3. Coloque la placa negativa en el abdomen o la espalda del cliente.
4. Pulse el interruptor de encendido situado en la parte frontal del instrumento.
5. Seleccione el nivel de intensidad de energía (se recomienda empezar desde el nivel 3 y ajustar según la tolerancia de cada persona).
6. Utilice guantes aislantes de PVC en ambas manos.
7. Tiempo recomendado: 20-30 minutos
8. Pulse el botón «Inicio», coloque primero el mango sobre la zona de tratamiento y luego pise el pedal para operar.
9. Una vez finalizado el tiempo del modo RET, no retire la placa negativa y seleccione la interfaz de espátula fascial.
10. Seleccione el nivel de intensidad de energía (se recomienda empezar desde el nivel 3 y ajustar según la tolerancia de cada persona).
11. Tiempo recomendado: 10-20 minutos
12. Pulse el botón «Inicio», coloque primero el mango sobre la zona de tratamiento y luego pise el pedal para operar.

Brazo


Recomendaciones de parámetros

1) Sugerencia de función: RET (M)

Tiempo sugerido: 20 minutos

Recomendación energética: 3

Producto complementario: crema de masaje



2) Sugerencia de función: Cuchillo de fascia

Tiempo sugerido: 20 minutos

Recomendación energética: 3

Producto complementario: crema de masaje



Abdomen

Recomendaciones de parámetros

1) Sugerencia de función: RET (L)

Tiempo sugerido: 20 minutos

Recomendación energética: 3

Producto complementario: crema de masaje



2) Sugerencia de función: Cuchillo de fascia

Tiempo sugerido: 20 minutos

Recomendación energética: 3

Producto complementario: crema de masaje



Cintura y espalda


Recomendaciones de parámetros

1) Sugerencia de función: RET (L)

Tiempo sugerido: 20 minutos

Recomendación energética: 3

Producto complementario: crema de masaje




2) Sugerencia de función: Cuchillo de fascia

Tiempo sugerido: 20 minutos

Recomendación energética: 3

Producto complementario: crema de masaje



Piernas


Recomendaciones de parámetros

1) Sugerencia de función: RET (M)

Tiempo sugerido: 20 minutos

Recomendación energética: 3

Producto complementario: crema de masaje




2) Sugerencia de función: Cuchillo de fascia

Tiempo sugerido: 20 minutos

Recomendación energética: 3

Producto complementario: crema de masaje



8. Recomendaciones de tratamiento

Área de tratamiento	Tiempo de tratamiento	Período de intervalo	Número de ciclos de tratamiento
Rostro	10-20minutos	7 días	10 veces
Ojos	10-20minutos	7 días	10 veces
Cuello	10-20minutos	7 días	10 veces
Abdomen	20-30minutos	Dos veces por semana	12veces
Brazo	20-30minutos	Dos veces por semana	12veces
Cintura y espalda	20-30minutos	Dos veces por semana	12veces
Piernas	20-30minutos	Dos veces por semana	12veces

9. Precauciones de uso

1. Utilice el instrumento o capacite al operador del instrumento siguiendo estrictamente las instrucciones del manual del usuario.
2. Antes de utilizar el instrumento, debe utilizarse un enchufe con clavija de conexión a tierra y la toma de corriente del instrumento debe estar correctamente conectada a tierra.
3. Asegúrese de que el voltaje del instrumento sea compatible. Si el voltaje de la red eléctrica local es inestable, recomendamos que los usuarios añadan una fuente de alimentación estable con la misma potencia que la del instrumento.
4. Por favor, retire todos los objetos metálicos de su cuerpo antes del tratamiento para evitar cualquier situación imprevista que pueda afectar el efecto del mismo.
5. No utilice el dispositivo con el estómago vacío. Espere al menos 1 hora después de comer antes de usarlo.
6. Durante su uso, el instrumento debe estar en contacto total con la piel para evitar un calentamiento desigual que podría causar quemaduras.
7. Tenga en cuenta que la salida de energía solo se produce cuando usted pisa el pedal.
8. Al usar CET/RET, presione primero el mango firmemente contra su piel y pise el pedal mientras el mango se mueve para evitar quemaduras al cliente.
9. La placa del electrodo negativo debe estar en contacto directo con la piel del paciente. No la coloque a través de la ropa, ya que de lo contrario no habrá salida de energía.
10. No deje la manija en un solo lugar mientras esté en funcionamiento para evitar quemaduras a los clientes.
11. Ajuste el nivel de energía de bajo a alto. Durante el funcionamiento, pregunte al cliente cómo se siente. Si se calienta demasiado, baje el nivel de energía inmediatamente.

12. Se recomienda que los operadores usen guantes al operar el instrumento para evitar el contacto con la corriente de radiofrecuencia y prevenir lesiones al operador.
13. No deje caer el cabezal del mango al suelo para evitar daños.
14. Si el cabezal del mango CET está dañado, no lo utilice para evitar quemaduras.

10. Mantenimiento y limpieza

1. Desconecte el cable de alimentación cuando no esté en uso y guarde el dispositivo en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
2. Limpie y desinfecte el mango con un paño húmedo o solución salina y luego séquelo completamente con una toalla seca para asegurarse de que permanezca seco.
3. Después de limpiar el dispositivo, cúbralo con un paño o film transparente. Antes de usarlo, asegúrese de desinfectar el mango por razones de higiene.
4. Está estrictamente prohibido desmontar el dispositivo e intentar limpiar su interior. Esta tarea solo debe ser realizada por profesionales.

11. Preguntas y respuestas frecuentes

1. ¿Cuánto tiempo se tarda en observar los efectos de un dispositivo de fisioterapia?

Respuesta: Normalmente, el mismo día del tratamiento y durante la semana posterior, el equipo de fisioterapia actúa sobre los tejidos biológicos mediante la transmisión de energía capacitiva y resistiva con terapia de calor endógeno, activando los procesos naturales de reparación y antiinflamación del organismo. Por ello, los resultados serán más evidentes con cada sesión.

2. ¿Este equipo de fisioterapia produce daños en la piel?

Respuesta: Este equipo de fisioterapia corresponde a un tratamiento no quirúrgico, ya que activa la regeneración celular y no causa ningún daño en la piel. Después de la sesión, es normal que la zona tratada presente calor y enrojecimiento local por la aceleración de la circulación sanguínea; este efecto desaparece por sí solo en poco tiempo sin necesidad de preocuparse.

Tras el uso del mango de espátula fascial, es habitual observar hinchazón leve, marcas como las de la terapia de raspado o hematomas, los cuales se recuperan completamente en el transcurso de una semana.

3. ¿Tiene efectos secundarios el uso de este equipo?

Respuesta: No presenta ningún efecto secundario. Este equipo sirve principalmente para promover la regeneración celular y acelerar la circulación sanguínea, además de tener efectos antiinflamatorios y analgésicos.

12. Problemas y soluciones

pregunta	Causas	Solución
1. ¿El instrumento no se puede encender?	→ Conexión eléctrica inestable.	→ Por favor, compruebe que el cable de alimentación esté correctamente conectado a la toma de corriente y que el suministro eléctrico sea normal.
	→ Fusible suelto o quemado.	→ Por favor, sustituya el fusible que se encuentra en la parte posterior del instrumento y vuelva a encenderlo.

pregunta	Causas	Solución
2. El instrumento ha dejado de funcionar y no se puede reiniciar.	→ Una tensión inestable o un funcionamiento prolongado pueden provocar que se fundan los fusibles.	→ Por favor, reemplace el fusible y espere 5 minutos antes de volver a encender el instrumento.
3. La máquina se puede encender, pero la pantalla muestra un mensaje de error.	→ Error al cargar los datos.	→ 1. Apague el dispositivo, desconecte el cable de alimentación, espere un minuto, vuelva a conectarlo y reinicie el dispositivo. 2. Si el problema persiste, póngase en contacto con el distribuidor del instrumento.
4. El instrumento no tiene salida.	→ El mango no está correctamente.	→ Confirme si el conector del mango está bien conectado a la unidad principal.
	→ Si la zona de manipulación no está limpia (grasa) o se utilizan determinados materiales, puede producirse un mal contacto entre la empuñadura y la piel.	→ Limpia la zona a tratar y aplica el medio.
	→ El mango no está en contacto adecuado con la piel.	→ Asegúrese de que haya un contacto completo entre la cabeza de tratamiento y la piel.

13. Garantía y servicio postventa

Condiciones de garantía

1. La garantía de la unidad principal es de un año, y la de los accesorios, de tres meses (a partir de la fecha de envío).

Durante el periodo de garantía, si fuera necesario, ofreceremos un servicio gratuito de sustitución de la unidad principal o de las piezas.

Una vez finalizado el periodo de garantía, si la unidad principal o alguna pieza resultaran dañadas, también ofrecemos un servicio de reparación de pago.

No se prestará el servicio de garantía gratuito en los siguientes casos:

- a) Averías causadas por el desmontaje o montaje por parte del usuario sin autorización;
- b) Averías provocadas por caídas accidentales o golpes;
- c) Averías debidas a un mantenimiento inadecuado;
- d) Averías provocadas por no seguir las instrucciones de uso correctas del manual.

2. Tras la compra, si se produce algún cambio en los parámetros o en la estructura interna del equipo, no se proporcionará ningún aviso adicional al respecto.