


Manual de usuario

LY-54K2

Instrumento de SPA para el hogar



Gracias por comprar nuestro producto.

- Lea el manual de este usuario cuidadosamente para obtener información sobre cómo usar el dispositivo de manera adecuada y segura.
- Después de leer el contenido del presente, asegúrese de mantener este manual de usuario en una ubicación accesible.
- Asegúrese de incluir el manual de este usuario si está transfiriendo la propiedad del dispositivo a otra persona.

Tabla de contenidos

Precauciones de seguridad	1
Los pacientes con los siguientes síntomas deben tener precaución al usar este instrumento:	2
Introducción	2
Interfaz de trabajo	3
Parámetros técnicos	4
Precauciones de uso	5
Limpieza y mantenimiento del equipo	6
Preguntas frecuentes	6
Problemas y soluciones	9
Guía de funcionamiento	11
Garantía y soporte posventa	13

Precauciones de seguridad.

1. Lea este manual detenidamente antes de usarlo para familiarizarse con el uso de este instrumento y la tecnología relacionada.
2. El instrumento de belleza es un instrumento electrónico de alta precisión, por lo que debe almacenarse correctamente. No lo guarde en lugares húmedos, expuestos a la luz solar directa ni cerca de materiales inflamables o explosivos para evitar daños.
3. Utilice siempre los accesorios proporcionados o recomendados por el fabricante original para garantizar el buen funcionamiento del instrumento durante su vida útil normal.
4. No coloque el instrumento cerca de fuentes de calor intensas, ya que esto puede afectar su vida útil y rendimiento.
5. Evite usar el dispositivo en los ojos, la tiroides, las paratiroides, los testículos, el abdomen de mujeres embarazadas y en personas con marcapasos.
6. El instrumento no está diseñado para ser utilizado por pacientes sin la autorización de un médico.
7. Durante la operación, la parte operativa debe mantenerse húmeda y evitar la operación sobre piel seca.
8. Apague el instrumento cuando no lo utilice y asegúrese de apagarlo antes de retirarse después de usarlo diariamente para garantizar su seguridad.
9. Si está tomando otros medicamentos para bajar de peso, se recomienda suspenderlos durante 1 o 2 meses antes de usar el instrumento; de lo contrario, deberá prolongar el tratamiento.
10. Limpie el instrumento con una toallita húmeda después de usarlo para garantizar su limpieza e higiene, y prolongar su vida útil.

Los pacientes con los siguientes síntomas deben tener precaución al utilizar este instrumento.


Consulte a un médico o profesional antes de usar el instrumento. Las siguientes son las indicaciones:

- 1. Personas embarazadas o en período de lactancia.
- 2. Personas con cardiopatías o portadoras de marcapasos.
- 3. Personas con heridas que no hayan cicatrizado y que se estén recuperando de una operación.
- 4. Personas con epilepsia, diabetes grave e hipertiroidismo.
- 5. Personas con tumores malignos, hemofilia o hemorragias graves.
- 6. Personas con enfermedades cutáneas o infecciosas.
- 7. Úselo con precaución en personas alérgicas a la corriente eléctrica.
- 8. No pueden usar este dispositivo las personas que se hayan sometido a una cesárea en los últimos seis meses, a un aborto en los últimos tres meses o a un parto natural en los últimos dos meses.
- 9. No lo use cerca de implantes corporales, como metal, plástico, silicona, etc.

Introducción

Esta máquina de belleza 5 en 1 cuenta con la tecnología de remodelación corporal más popular y segura para ayudarte a completar la transformación de tu cuerpo. Soluciona problemas de piel y cuerpo para los amantes de la belleza. Este equipo no requiere inyecciones, medicamentos ni cirugía, por lo que no tiene efectos secundarios. Se usa externamente durante todo el proceso y tiene un efecto inmediato.

Interfaz de trabajo



M0	Succión continua, piezas RF funcionando y luz LED encendida
M1	Sin succión, solo funcionan las piezas RF y se enciende el LED.
M2	Cambia entre presión negativa intermitente 1 vez e intermitente 2 veces, las piezas RF funcionan y el LED se enciende.
M3	Cambia entre presión negativa intermitente 2 veces e intermitente 3 veces, las piezas de RF funcionan y el LED se enciende.
M4	Cambia entre presión negativa intermitente 3 veces e intermitente 4 veces, las piezas de RF funcionan y el LED se enciende.
M5	Cambia entre presión negativa intermitente 3 veces e intermitente 4 veces, las piezas de RF funcionan y el LED se enciende.

Limpieza y mantenimiento de máquinas

1. Asegúrese de desconectar la alimentación eléctrica cuando no utilice la máquina y guárdela en un lugar seco, fresco y ventilado.
2. Para eliminar el gel y las impurezas de la superficie del mango, límpiela con una toalla húmeda o alcohol al 75 % para su limpieza y desinfección. A continuación, utilice una toalla seca para absorber el exceso de agua y mantenerla seca.
3. Al limpiar el mango de la aspiradora y el RF, retire el filtro de algodón para evitar la proliferación de bacterias.
4. Después de limpiar la máquina, cúbrala con un paño o film transparente y, antes de volver a usarla, esterilice el mango de nuevo.
5. El sistema de extracción de polvo del interior de la máquina debe ser realizado por profesionales. Está prohibido desmontarla para su limpieza sin autorización.

FAQs

1. ¿Cuánto tiempo tarda en verse el resultado del tratamiento de radiofrecuencia?

R: Normalmente, se observan los resultados el mismo día de la operación o en una semana. El tejido colágeno de la piel se calienta y luego se contrae, y se puede sentir claramente la firmeza de la piel. Debido a que la radiofrecuencia estimula el tejido subcutáneo para promover la regeneración de colágeno, cuanto más se aplique el tratamiento, más visibles serán los efectos.

2. ¿Es la radiofrecuencia perjudicial para la piel?

R: No, el tratamiento de radiofrecuencia es una operación no quirúrgica. Estimula la regeneración de colágeno en la base de la piel y acelera el metabolismo, por lo que no daña la piel. El enrojecimiento y la sensación de calor local son normales debido a una circulación sanguínea acelerada, y desaparecen al poco tiempo. Así que no hay que preocuparse.

3. ¿Cuánto dura el tratamiento reafirmante corporal?

R: Una sesión de tratamiento dura 60 minutos. Combinando tecnología e instrumentación profesionales, se pueden lograr resultados notables.

4. ¿Qué funciones tiene este instrumento?

R: Disuelve la grasa, moldea el cuerpo, reafirma y tensa la piel, y es antienvjecimiento. Se puede aplicar en cualquier parte del cuerpo. En el cuidado facial, moldea el contorno facial, alivia arrugas y flacidez. En el cuidado corporal, reduce la grasa localizada y crea una curvatura en forma de S, promueve el metabolismo y la desintoxicación de todo el cuerpo. Además, mejora las funciones viscerales y soluciona problemas de salud.

5. ¿Cuál es mejor para bajar de peso, la liposucción o esta máquina?

R: El principio de la liposucción consiste en succionar el exceso de grasa en una parte del cuerpo mediante succión con presión negativa para lograr una rápida pérdida de peso. Es un tratamiento quirúrgico que requiere anestesia, por lo que tiene un período de recuperación, que conlleva riesgos a pesar de sus resultados inmediatos. Sin embargo, nuestro instrumento no presenta riesgos ni efectos secundarios. No solo puede ayudarle a reducir la grasa, sino que también estimula la regeneración de colágeno para levantar y tensar la piel. También puede crear curvas perfectas levantando la piel y acentuando el encanto sexual de la mujer.

6. ¿Recuperaré peso después de la operación?

R: No, el ultrasonido disuelve la grasa para reducir el peso, y los usuarios no tienden a recuperarlo. Dado que lo que se disuelve mediante el tratamiento ultrasónico es grasa, no agua. La grasa necesita más tiempo para acumularse, por lo que normalmente las personas no recuperan el peso.

7. ¿Necesito hacer dieta?


R: No es necesario hacer dieta, pero sí prestar atención a lo que come. La radiofrecuencia y el tratamiento ultrasónico disuelven la grasa y aceleran el metabolismo. Es mejor evitar alimentos picantes, grasosos o fritos, ya que pueden afectar el metabolismo normal. Un ejercicio adecuado para sudar ayuda a metabolizar las grasas. De esta manera, los resultados serán más visibles.

8. ¿Tiene el tratamiento de radiofrecuencia efectos secundarios?

R: No, el tratamiento de belleza con radiofrecuencia es no invasivo y es uno de los métodos más efectivos y seguros para eliminar arrugas y moldear el cuerpo. Generalmente, no se presentan efectos secundarios. Algunas personas pueden experimentar enrojecimiento o hinchazón transitorios que desaparecen al cabo de unas horas. Las personas con piel seca pueden experimentar atrofia después del tratamiento, que desaparece después de tres días, ya que la regeneración de colágeno reafirma la piel, aunque el calor de radiofrecuencia puede causar pérdida de hidratación. En general, no presenta efectos secundarios.

Parámetros técnicos

	Entrada de fuente de alimentación:110V-220V50HZ/60HZ		Peso neto: 4.3kg		
	Potencia: 70W		Peso bruto:5.0kg		
	Dimensiones: 10.7x7.2x7.9inch				
	Potencia de entrada: 70W				
	Frecuencia: 40KHZ		Frecuencia: 1MHZ	Flujo de aire:6L/min	
	Potencia: 28W		Potencia: 70W	Nivel de ruido: <60dB (30cm away)	
			Vacío: -70KPa		
	Frecuencia: 1MHZ		Frecuencia:1MHZ		Frecuencia:1MHZ
	Potencia: 65W		Potencia: 58W		Potencia: 35W



Precauciones de uso⚠

- 1.Utilice una clavija de tierra y asegúrese de que la toma de corriente del dispositivo esté correctamente conectada antes de cada uso.
2. Asegúrese de que el voltaje del instrumento sea adecuado. Si el voltaje de la fuente de alimentación local no es estable, sugerimos instalar un regulador de voltaje con la potencia adecuada entre la red eléctrica y el instrumento.
3. Antes del tratamiento, retire todos los objetos metálicos del cuerpo para evitar condiciones inesperadas que afecten al efecto curativo.
4. Utilice el dispositivo o capacite a sus operadores siguiendo estrictamente las instrucciones del manual de usuario. Si toma otros medicamentos para bajar de peso, se recomienda suspenderlos de 1 a 2 meses antes del tratamiento. Se recomienda prolongar el tratamiento si desea perder peso inmediatamente.
5. No utilice el instrumento con el estómago vacío. Después de una comida completa, espere al menos 1 hora antes de iniciar el tratamiento.
6. Durante el uso, el instrumento debe tocar completamente la piel para evitar un calor desigual.
7. Comience con el nivel de energía más bajo y aumentelo gradualmente. El mango 8.40K no debe usarse en la cabeza, el pecho, el pecho, el corazón ni la espalda.
9. Si la succión se ajusta accidentalmente a un nivel demasiado alto durante el tratamiento, debe detenerlo inmediatamente y restablecer el nivel de energía.
10. Es importante instalar un filtro de algodón al usar un mango de presión negativa; de lo contrario, la inhalación de partículas extrañas podría bloquear el mango.

9. ¿Se puede realizar el tratamiento con ultrasonido en cualquier parte del cuerpo?

R: No, el tratamiento con ultrasonido rompe las células grasas, liberando la grasa y metabolizándola a través del sistema linfático. Por lo tanto, su potencia es muy alta. El corazón es sensible a las ondas sonoras de alta frecuencia, ya que es un órgano hueco. Tras la vibración de las ondas sonoras, el corazón las refleja debido a la diferente transmisión de las ondas sonoras por el tejido muscular y la sangre. Esta fuerza puede separar las válvulas del músculo cardíaco. Si se utiliza el instrumento en los ojos, puede provocar desprendimiento de retina, por lo que el tratamiento con ultrasonido no debe realizarse en las zonas de los ojos ni del corazón (ni en la cintura, la espalda ni el pecho).

10. ¿Tiene el tratamiento con ultrasonido efectos secundarios en el cuerpo humano?

R: No, el tratamiento de belleza ultrasónico es un programa no quirúrgico, no invasivo y sin anestesia. Se basa en ultrasonidos (ondas sonoras mecánicas) para disolver la grasa mediante cavitación (enfoque ultrasónico). Los resultados son: eliminación de grasa, disolución de grasa, reafirmación de la piel y modelado corporal, respectivamente. Se enfoca únicamente en las células grasas de baja densidad, pero deja intactos los tejidos de alta densidad, como los vasos sanguíneos, por lo que no tiene efectos secundarios. Probablemente se presente un ligero tinnitus durante el tratamiento, lo cual está dentro de los límites normales. No hay necesidad de preocuparse por eso.

11. ¿Por qué se produce el tinnitus?

R: Se debe a que el ultrasonido tiene una vibración de alta frecuencia, que puede alcanzar los 20 kHz. Penetra en las capas de grasa de la piel de 20 mm de profundidad mediante el enfoque ultrasónico. El ultrasonido de alta intensidad puede causar fricción a alta velocidad entre las células grasas, lo que puede calentarlas y disolverlas. Durante el proceso, se puede producir un sonido que provoca la sensación de tinnitus.

12. ¿Qué es el colágeno?

R: El colágeno es una macromolécula biológica, una proteína fibrosa blanca, opaca y no ramificada. Puede complementar los nutrientes que necesitan todas las capas de la piel, mejorar la actividad del colágeno en la piel, retener la humedad, nutrir la piel, retrasar el envejecimiento, aliviar la relajación facial, proporcionar nutrientes para el cabello, etc. El colágeno es un nutriente que el cuerpo humano debe reponer para retrasar el envejecimiento. Con el aumento de la edad, el colágeno se perderá gradualmente. Para las mujeres, el colágeno comenzará a disminuir a la edad de 20 años. A la edad de 25 años, la pérdida de colágeno alcanzará su punto máximo. A la edad de 40 años, el contenido de colágeno es menos de la mitad de la que se tiene a la edad de 18 años. Es la pérdida de colágeno y agua que causa arrugas en la cara de los ancianos. La rotura de las fibras de colágeno y las fibras elásticas hará que el tejido de la piel se oxide, se arofe y se colapse. La piel estará seca, arrugada, flácida e inelástica. Por lo tanto, para retrasar el envejecimiento, debe haber mucho colágeno.

13. ¿Cómo funciona la terapia de vacío?

R: El vacío puede causar congestión capilar y estimular la vitalidad celular. La succión y liberación de presión durante la operación pueden hacer que los poros locales se abran y cierren continuamente, lo que promueve la respiración de la piel, aumenta la oxigenación cutánea y acelera la eliminación de desechos. De esta manera, se logran efectos como promover la circulación gastrointestinal y sanguínea, disipar el frío y la humedad, dragar meridianos y colaterales, eliminar toxinas, disipar el calor, etc.

Problemas y soluciones


Problems		Causaron la razón		Solución
1. ¿No se puede arrancar la máquina?	→	La conexión del cable de alimentación es inestable	→	Compruebe que el cable de alimentación esté conectado correctamente a la toma de corriente con una fuente de alimentación normal.
	→	Fusible suelto o quemado	→	Reemplace el fusible en la parte posterior del instrumento y reinicie la máquina.
2. La máquina dejó de funcionar y no se puede reiniciar.	→	La inestabilidad del voltaje o el funcionamiento a largo plazo provocaron que el fusible se quemara	→	Reemplace el fusible, espere 5 minutos y reinicie la máquina.
3. La máquina se puede encender, pero la pantalla muestra un mensaje erróneo.	→	Error de carga de datos	→	1. Apague el equipo, desconecte el cable de alimentación, espere un minuto para conectarlo a la fuente de alimentación y reinicie el equipo. 2. Si el método anterior no resuelve el problema, comuníquese con el distribuidor del equipo para reemplazar el equipo.

Problems	Causaron la razón	Solución
4. No hay salida de RF de la máquina.	→ El mango está conectado incorrectamente	→ Compruebe si el enchufe que conecta el mango y el cuerpo de la máquina está bien conectado.
	→ El área de tratamiento no está limpia (los productos con grasa o aceites esenciales pueden hacer que el mango tenga mal contacto con el cuerpo humano)	→ Limpie el área de tratamiento y aplique el gel.
	→ El mango de RF no se conecta firmemente al cuerpo humano.	→ Asegúrese de que cada polaridad del mango RF esté en contacto firme con la piel durante su uso.
5. La máquina no tiene succión o tiene una succión débil.	→ El filtro no está instalado correctamente o los accesorios están envejeciendo.	→ 1. Compruebe si el filtro está instalado correctamente. También compruebe si el anillo de goma del filtro está instalado correctamente o si está desgastado. 2. Compruebe si la perilla de control de succión en el lateral de la máquina está configurada en el nivel más alto.
	→ El mango está bloqueado	→ Comuníquese con el distribuidor del instrumento para reemplazar el mango.

Problems	Causaron la razón	Solución
6. El mango 40K no funciona	→ El diseño silencioso del mango hace que el usuario malinterprete que no funciona.	→ Consulte el método de prueba del mango de 40K para comprobar si el mango funciona normalmente.
	→ No usé gel de masaje ni productos para el cuidado de la piel no especificados para el instrumento.	→ Utilice un gel de masaje de tratamiento especializado de 40K.
	→ La intensidad del masaje es suave.	→ Aumente la intensidad del masaje adecuadamente.

Orientación operativa

Cara ()
10 minutos



Ojo ()
10 minutos




Brazo (Paso1:  > Paso2:  > Paso3: )

15 minutos

15 minutos

15 minutos




Vientre (Paso1:  > Paso2:  > Paso3: )

15 minutos

15 minutos


15 minutos



Espalda (Paso1:  > Paso2: )

15 minutos


15 minutos



Espalda (Paso1:  > Paso2: )

20 minutos

20 minutos



Garantía y soporte postventa

Ofrecemos una garantía de un año en la unidad principal y una garantía de tres meses en los componentes.

Nombre del producto: Instrumento de SPA para el hogar
Modelo de producto: LY-54K2

fecha de producción: _____

Inspección de calidad: _____

PASS