



EN ES

User Manual

Vacuum Therapy Machine



Thank you for selecting our product. We trust you will have a delightful experience. For optimal results and a seamless experience, please thoroughly review this manual before use.

Safety Precautions

Contraindications ⓘ

This device is not suitable for everyone. Individuals with the following conditions should either refrain from using it or consult a doctor beforehand.

- 1.Pregnancy or lactation.
- 2.Individuals with heart disease or a pacemaker.
- 3.Unhealed wounds or during the recovery phase of surgery.
- 4.Epilepsy, severe diabetes, and hyperthyroidism.
- 5.Malignant tumors, hemophilia, and hemorrhage.
- 6.Skin disease or infectious disease.
- 7.Cesarean section within the last six months, a miscarriage within the last three months, or a natural birth within the last two months.
- 8.Had plastic surgery within 3 months or with implants or metal objects in the treatment area.

Precautions ⚠

- 1.Adhere strictly to the instructions in this manual when operating this device.
- 2.Ensure the target area is moist during use; avoid operation on dry skin.

- 3.If you are currently taking weight-loss medication, delay using this instrument for 1-2 months after discontinuing the medication, or an extended treatment course will be necessary.
- 4.Disassembling this device or replacing any components is prohibited.
- 5.Do not attempt to repair this instrument on your own.
- 6.Always place the instrument on a flat and stable surface.
- 7.Ensure the instrument is powered off before cleaning.
- 8.Avoid applying excessive essential oil or makeup during use.
- 9.Always set the Vacuum Intensity to the minimum level after use.
- 10.Limit the duration of a single treatment to within 30 minutes.
- 11.Protect the instrument from humidity, direct sunlight, inflammables, and explosives.
- 12.Do not place the instrument in high-temperature conditions, as this may negatively impact its service life and performance.
- 13.Avoid using this device on sensitive areas, including the eyes, thyroid, parathyroid, testes, the abdomen of a pregnant woman, or areas with a pacemaker installed.

Summary

Vacuum butt lift uses suction and mechanical massage to "lift" your buttocks and improve the overall appearance of your skin. Vacuum therapy is non-invasive, with minimal side effects. Treatment sessions typically last 30-45 minutes, once or twice a week. The best results usually require around six to 10 sessions. Monthly treatments are necessary to maintain results of a vacuum butt lift.

Vacuum Butt (Breast) Lift Therapy

During a vacuum butt(breast) lift, one suction cup is placed on each butt cheek(breast). Then turn on the machine and adjust the suction that is comfortable for you. The suction cups are clear to allow your beauty instructor to see the responding of your skin.

Therapy times generally last 20-35 mins. After therapy, you are advised to drink plenty of water to help flush toxins from your body. If you feel discomfort after therapy, rest until discomfort subsides and reduce exercise.

Initial treatments is advised 1 or 2 times per week for 6 to 10 sessions. After this point, monthly sessions are recommended to help maintain your results.

Benefits of The Vacuum Therapy Machine

Vacuum therapy was originally developed to treat scarring from burns, and it originated from cupping therapy—an ancient Chinese medicine treatment that uses vacuum cups to create suction on the skin to increase blood flow to a specific area of the body. During these treatments, it was also noticed that vacuum therapy reduced the appearance of cellulite.

- *Improved blood circulation, increasing lymphatic flow to remove toxins and water retention
- *exfoliating the skin, thereby making it smoother and more toned in appearance
- *stimulating the middle layers of skin for increased toning effects
- *decreasing the appearance of cellulite, smoothing skin
- *Increased skin elasticity (less "sagging")
- *Decreased muscle tension and soreness
- *Tightening, Lift and larger, rounder-looking butt(breast)

When performed for several sessions on a weekly basis, you may notice that your skin is tighter and more toned. This can provide the appearance of a butt lift.

How Does Vacuum Therapy Feel?

Vacuum therapy uses suction and mechanical massage. While this treatment is not painful, you might feel some stretching or "pulling" sensations during your session. Your provider can adjust the amount of suction to make you comfortable during treatment.

Vacuum Massage Devices For Cellulite

Cellulite is a term used to describe an area of the body where skin has a dimpled appearance. According to research, 80-90% of adult women have some cellulite and it's generally seen on the hips, buttocks, and thighs. It can also occur on the lower belly and upper arms.


Vacuum massage may be able to improve the appearance of cellulite by:

- *Draining excess body fluid
- *Redistributing fat cells
- *Improving circulation
- *Plumping up skin


However, vacuum massage won't cure cellulite. While massage may improve appearance, results typically don't last for long and in many cases lasting treatments are necessary.

Our vacuum therapy machine device lifts, stretches, and rolls skin to help move fat and reduce cellulite. Meanwhile, we have received ongoing feedback from customers who have shared their experiences of cellulite reduction and disappearance after using our vacuum therapy machine.


Packing List




Main machine




Breast Cups(in 3 sizes) X 6




Metal Vacuum Cups x 3



Cupping Cups (in 3 sizes) x 6




Gas Cups (in 6 specifications) x 12




Y-shaped Hose (in 2 sizes) x 2



spare rubber ring x 2



Big Cotton Filter
X 1 Pack(30PCS)




White Hose x 1



Fuse x 4




Power Cord x 1



User Manual x 1


Product Overview



Accessories Overview

1. Cups

1.1. Breast/Butt Cups(in 3 sizes)



Cup No.1 – 3: Choose based on your size for breast augmentation and butt lift.

1.2. Cupping Cups(in 3 sizes)




Cup No.4: Used for body cupping therapy on large areas like the buttocks, hips, and abdomen.

Cup No.5: Designed for body cupping therapy and moving cupping therapy on small areas like legs and back.

Cup No.6: Crafted for body cupping therapy and moving cupping therapy on small areas like arms and lower legs.

1.3. Gas Cups(in 6 specifications)



For No.10 cups, locate the mini hole and cover it with your thumb to create suction during use. Remove your thumb to pause.

Cup No.7: Designated for moving cupping therapy on the neck and arms.

Cup No.8: Used for moving cupping therapy and massage on the face and neck.


Cup No.9: Intended for facial cleansing and massage.

Cup No.10: Suitable for facial cleansing and lifting.

Cup No.11: Designed for facial cleansing, comedone removal, and eye bag reduction.

Cup No.12: Used for private area massage.

2. Massage Rollers










Large Roller: Applicable for back, legs, and abdomen.

Medium Roller: Designed for the waist, inner thighs, arms, and lower legs.

Small Roller: Crafted for the face, neck, breast, and small body areas.

3. Hoses

<p>Wide Y-Shaped Hose</p> <p>The wide Y-shaped hose is designed for vacuum cup use.</p>		
<p>Narrow Y-Shaped Hose</p> <p>The narrow Y-shaped hose is designed for breast cup use.</p>		
<p>Straight Hose</p> <p>The straight hose is designed for the massage roller.</p>		











	<p>Input Voltage: 110v-220v 50HZ/60HZ</p>	<p>Air flow: 8L/min</p>
	<p>Power: 7W</p>	<p>Noise level: < 65db (30cm away)</p>
	<p>Dimensions: 12" x 11.4" x 6"</p>	<p>Net Weight: 3.5kg</p>
	<p>Vacuum Suction: -50cmHg</p>	<p>Gross Weight: 4.5kg</p>

Suction and Release Pattern of Each Mode

(The default mode is Mode 0, select your desired mode from 1 to 6 using the mode switch knob.)

Mode	Suction Duration	Target area
Mode 0	Only suction	Face, Body
Mode 1	2-sec suction, 2-sec release	Face
Mode 2	3-sec suction, 2-sec release	Face
Mode 3	4-sec suction, 2-sec release	Body
Mode 4	5-sec suction, 2-sec release	Body
Mode 5	6-sec suction, 2-sec release	Breast, Butt
Mode 6	11-sec suction, 2-sec release	Breast, Butt

Working Mode and Pairing Cups

Cup/Mode	Only suction	Mode 1	Mode 2	Mode 3	Mode 4	Mode 5	Mode 6
	✓					✓	✓
	✓						
	✓			✓	✓		
	✓			✓	✓		
			✓	✓			
	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓				
	✓						
	✓						
		✓	✓				
Massage Roller	✓			✓	✓		

Instructions

Breast Enlargement(20 minutes):



Step 1: Select the appropriate cups based on your breast size.


Step 2: Secure the cups firmly on your breasts, ensuring there is no gap to avoid air leakage.

Step 3: Set the appropriate suction intensity.

Step 4: Initiate the treatment.

Butt augmentation:

Follow the illustrations.



Step 1: (15 minutes)

Step 2

Step 3



Step 4: (20 minutes)



Step 1: Massage the buttocks using cups No.4 and No.5, moving from bottom to top and from outside to inside. This step relaxes the muscles and prepares the buttocks for the next vacuum therapy.

Step 2: Select the appropriate cups based on your butt size.

Step 3: Set the appropriate suction intensity.

Step 4: Initiate the treatment.

Face:


Follow the illustrations.



Step 1: (3 minutes)



Step 2: (10 minutes)



Step 3: (10 minutes)



Step 1: Cleanse your face using cups No.10 and No.11. Firmly apply the cup on your forehead for 1 second, then glide upward to the hairline. (Locate the mini hole on the cup and cover it with your thumb to create suction. Remove your thumb to pause.) Repeat the above operation on your nose, cheeks, and chin.

(3 minutes)

Step 2: Apply cups No.8 or No.9 to your face for firming purposes. (10 minutes)


Step 3: End with the small massage roller to enhance blood circulation and detoxification. (10 minutes)

Arm:

Follow the illustrations.



Step 1: (15 minutes)



Step 2: (15 minutes)




Step 1: Apply cups No.5 or No.6 for clearing dampness and detoxification. (15 minutes)

Step 2: Use the large massage roller to clear channels and enhance blood circulation. (15 minutes)

Belly:

Follow the illustrations.




Step 1: Apply cups No.5 or No.6 for clearing dampness and detoxification. (15 minutes)

Step 2: Use the large massage roller to clear channels and enhance blood circulation. (15 minutes)

Back:

Follow the illustrations.



Step 1: Apply cups No.5 or No.6 for clearing dampness and detoxification. (15 minutes)



Step 2: Use the large massage roller to clear channels and enhance blood circulation. (15 minutes)

Legs:


Follow the illustrations.



Step 1: (15 minutes)



Step 2: (15 minutes)



Step 1: Apply cups No.5 or No.6 for clearing dampness and detoxification. (15 minutes)

Step 2: Use the large massage roller to clear channels and enhance blood circulation. (15 minutes)

Troubleshooting

Ask	Cause	Answer
Fail to turn on the instrument.	The power cord is disconnected from the outlet.	Check if the power cord is securely connected to the outlet and ensure that the outlet is functional.
	The fuse is loose or burned.	Replace the fuse on the back of the instrument and restart it.
Weak or no suction from the vacuum cup/massage roller.	The hose is not securely attached.	Ensure the hose is tightly secured to the main unit.
	The cap on the hose connector is loose, or the rubber ring inside is broken or absent.	Firmly secure the cap or replace the rubber ring.
	Check if you have set the suction controller.	Set the suction intensity.

If you have any questions or concerns, please don't hesitate to contact us. We will do our best to ensure your satisfaction.

Warranty and Support

UNOISETION backs up its products with 100% satisfaction guarantee. Deficient products without being improperly used, abused, altered or repaired will be replaced in a timely manner. To validate your warranty, contact us at service.unoisetion@outlook.com WITHIN 12 MONTHS since your purchase date.

1. Provide 12 months warranty service from the date of purchase, but the damage caused by time and use is not within the scope of the service warranty.
2. The warranty period of the product is calculated from the date of purchase by the customer.
3. If the warranty period is exceeded, the consumer needs to bear the cost of parts replacement and maintenance.
4. The warranty of this product does not include any fault caused by:
 - A) Natural disasters, other unpredictable factors, or any damage caused by force majeure.
 - B) Improper use leads to product damage, improper storage leads to product damage, loss and appearance damage.
 - C) Accessories such as diamond microdermabrasion tips and other consumables belong to normal loss and are generally not covered by warranty.
 - D) Damage caused by disassembly, modification and repair of the product by unauthorized personnel of the company.
5. For after-sales service or any questions, please contact us by Email: service.unoisetion@outlook.com

Gracias por seleccionar nuestro producto. Confiamos en que tendrá una experiencia placentera. Para obtener resultados óptimos y una experiencia perfecta, revise detenidamente este manual antes de usarlo.

Precauciones de seguridad

Contraindicaciones

Este dispositivo no es apto para todos. Las personas con las siguientes condiciones deben abstenerse de usarlo o consultar a un médico de antemano.

1. Embarazo o lactancia.
2. Personas con enfermedades cardíacas o marcapasos.
3. Heridas no cicatrizadas o en fase de recuperación de la cirugía.
4. Epilepsia, diabetes grave e hipertiroidismo.
5. Tumores malignos, hemofilia y hemorragia.
6. Enfermedad de la piel o enfermedad infecciosa.
7. Cesárea dentro de los últimos seis meses, aborto espontáneo dentro de los últimos tres meses o parto natural dentro de los últimos dos meses.
8. Se sometió a una cirugía plástica dentro de los 3 meses o con implantes u objetos metálicos en el área de tratamiento.

Precauciones

1. Siga estrictamente las instrucciones de este manual cuando opere este dispositivo.

2. Asegúrese de que el área objetivo esté húmeda durante el uso; Evite la operación sobre la piel seca.
 3. Si actualmente está tomando medicamentos para bajar de peso, retrase el uso de este instrumento durante 1 a 2 meses después de suspender el medicamento, o será necesario un tratamiento prolongado.
 4. Está prohibido desmontar este dispositivo o reemplazar cualquier componente.
 5. No intente reparar este instrumento usted mismo.
 6. Coloque siempre el instrumento sobre una superficie plana y estable.
 7. Asegúrese de que el instrumento esté apagado antes de limpiarlo.
 8. Evite aplicar exceso de aceite esencial o maquillaje durante su uso.
 9. Siempre ajuste la intensidad del vacío al nivel mínimo después de su uso.
 10. Limite la duración de un único tratamiento a 30 minutos.
 11. Proteja el instrumento de la humedad, la luz solar directa, productos inflamables y explosivos.
 12. No coloque el instrumento en condiciones de alta temperatura, ya que esto puede afectar negativamente su vida útil y rendimiento.
- Evite el uso de este dispositivo en áreas sensibles, incluidos los ojos, la tiroides, las paratiroides, los testículos, el abdomen de una mujer emba.

Resumen

El levantamiento de glúteos con vacío utiliza succión y masaje mecánico para "levantar" los glúteos y mejorar la apariencia general de la piel. La vacumterapia no es invasiva y tiene efectos secundarios mínimos. Las sesiones de tratamiento suelen durar entre 30 y 45 minutos, una o dos veces por semana.

Los mejores resultados suelen requerir entre seis y diez sesiones. Los tratamientos mensuales son necesarios para mantener los resultados del levantamiento de glúteos con vacío.

Terapia de lifting de glúteos por vacío

Durante una elevación de glúteos (senos) por vacío, se coloca una ventosa en cada nalga (seno). A continuación, encienda la máquina y ajuste la succión que le resulte cómoda. Las ventosas son transparentes para que su instructor de belleza pueda ver la respuesta de su piel. La terapia suele durar entre 20 y 35 minutos. Después de la terapia, se recomienda beber mucha agua para ayudar a eliminar las toxinas del cuerpo. Si siente molestias después de la terapia, descanse hasta que desaparezcan y reduzca el ejercicio. Los tratamientos iniciales se recomiendan 1 o 2 veces por semana durante 6 a 10 sesiones. Después, se recomiendan sesiones mensuales para mantener los resultados.

Ventajas de la máquina de terapia de vacío

La terapia de vacío se desarrolló originalmente para tratar las cicatrices de las quemaduras, y se originó a partir de la terapia de ventosas - un antiguo tratamiento de medicina china que utiliza ventosas para crear

succión en la piel para aumentar el flujo sanguíneo a un área específica del cuerpo. Durante estos tratamientos, también se observó que la terapia de vacío reducía la aparición de celulitis.

*mejoraba la circulación sanguínea, aumentando el flujo linfático para eliminar las toxinas y la retención de líquidos

*exfoliación de la piel, que adquiere un aspecto más terso y tonificado

*estimulando las capas medias de la piel para aumentar los efectos tonificantes

*disminución del aspecto de la celulitis, alisando la piel

*aumento de la elasticidad de la piel (menos "flacidez")

*Disminución de la tensión y el dolor muscular

*Tensado, lifting y glúteos (pechos) más grandes y redondeados

Si se realizan varias sesiones semanales, notará que la piel está más tensa y tonificada. Esto puede proporcionar la apariencia de un levantamiento de glúteos.

¿Qué se siente con la vacumterapia?

La vacumterapia utiliza la succión y el masaje mecánico. Aunque este tratamiento no es doloroso, es posible que sienta una sensación de estiramiento o "tirón" durante la sesión. El médico puede ajustar la cantidad de succión para que se sienta cómodo durante el tratamiento.

Aparatos de masaje para la celulitis

La celulitis es un término utilizado para describir una zona del cuerpo en la que la piel tiene un aspecto con hoyuelos. Según los estudios, entre el 80 y el 90% de las mujeres adultas tienen celulitis y suele aparecer en las caderas, las nalgas y los muslos. También puede aparecer en el bajo vientre y la parte superior de los brazos.

El masaje al vacío puede mejorar el aspecto de la celulitis:

*Drenar el exceso de líquido corporal

*Redistribuir las células grasas


*Mejora de la circulación

*Rellenar la piel


Sin embargo, el masaje de vacío no cura la celulitis. Aunque el masaje puede mejorar el aspecto, los resultados no suelen durar mucho tiempo y en muchos casos son necesarios tratamientos duraderos.

Nuestro aparato de terapia de vacío levanta, estira y enrolla la piel para ayudar a mover la grasa y reducir la celulitis. Entretanto, hemos recibido continuos comentarios de clientes que han compartido sus experiencias de reducción y desaparición de la celulitis tras utilizar nuestra máquina de terapia de vacío.


Packing List




Máquina principal




Vasos para pecho(3 tamaños) X 6




Vasos de vacío metálicos x 3



Vasos de acupuntura
(3 tamaños) x 6



Vasos de gas (6 especificaciones) x 12




Manguera en forma de Y (2 tamaños) x 2



Anillo de goma
de repuesto x 2



Filtro de algodón grande
x 1 paquete (30 unidades)




Manguera blanca x 1



Fusible x 4




Cable de alimentación x 1



Manual de usuario x 1


Descripción del producto



Visión general de los accesorios


1. Vasos

1.1. Vasos para pecho/glúteos (3 tamaños)



Copa No.1 – 3: Elija según su talla para aumento de senos y levantamiento de glúteos.

1.2. Vasos de acupuntura (3 tamaños)



Copa No.4: Se utiliza para la terapia de ventosas corporales en áreas grandes como las nalgas, las caderas y el abdomen.

Copa No.5: Diseñada para terapia de ventosas corporales y terapia de ventosas en movimiento en áreas pequeñas como piernas y espalda.

Copa No.6: Diseñada para terapia de ventosas corporales y terapia de ventosas en movimiento en áreas pequeñas como brazos y parte inferior de las piernas.

1.3. Vasos de gas (6 especificaciones)



Para las copas n.º 10, localice el mini orificio y cúbralo con el pulgar para crear succión durante el uso. Retire el pulgar para hacer una pausa.

Copa No.7: Designada para la terapia de ventosas móviles en el cuello y los brazos.

Copa No.8: Se utiliza para terapia con ventosas en movimiento y masajes en la cara y el cuello.


Copa No.9: Destinada a limpieza y masaje facial.

Copa No.10: Indicada para limpieza y lifting facial.

Copa No.11: Diseñado para limpieza facial, eliminación de comedones y reducción de bolsas en los ojos.

Copa No.12: Se utiliza para masajes en áreas privadas.

2. Massage Rollers










Rodillo grande: Aplicable para espalda, piernas y abdomen.

Rodillo mediano: diseñado para la cintura, la parte interna de los muslos, los brazos y la parte inferior de las piernas.

Rodillo pequeño: diseñado para la cara, el cuello, los senos y áreas pequeñas del cuerpo.

3. Hoses

<p>Wide Y-Shaped Hose La manguera ancha en forma de Y está diseñada para uso con ventosas.</p>		
<p>Narrow Y-Shaped Hose La manguera estrecha en forma de Y está diseñada para usarse con copas para el pecho.</p>		
<p>Straight Hose La manguera recta está diseñada para el rodillo de masaje.</p>		






	<p>Voltaje de entrada: 110v-220v 50HZ/60HZ</p>	<p>Flujo de aire: 8L/min</p>
	<p>Potencia: 7W</p>	<p>Niveles de ruido: < 65db (30 cm de distancia)</p>
	<p>Dimensiones: 12" x 11.4" x 6"</p>	<p>Peso neto: 7.7lbs</p>
	<p>Succión al vacío: -50cmHg</p>	<p>Peso bruto: 9.9lbs</p>

Patrón de succión y liberación de cada modo

(el modo predeterminado es el modo 0, seleccione el modo deseado del 1 al 6 usando la perilla del interruptor de modo.)


Modo	Duración de la succión	Área objetivo
Modo 0	Área objetivo	Cara, Cuerpo
Modo 1	Succión de 1 segundo, liberación de 1 segundo	Cara
Modo 2	Succión de 1,5 segundos, liberación de 1 segundo	Cara
Modo 3	2 segundos de succión, 1 segundo de liberación	Cuerpo
Modo 4	Succión de 3 segundos, liberación de 1 segundo	Cuerpo
Modo 5	Succión de 6 segundos, liberación de 1 segundo	Pecho, Trasero
Modo 6	Succión de 11 segundos, liberación de 1 segundo	Pecho, Trasero

Modo de trabajo y emparejamiento de copas

Copa/Modo	Sólo succión	Modo 1	Modo 2	Modo 3	Modo 4	Modo 5	Modo 6
	√					√	√
	√						
	√			√	√		
	√			√	√		
			√	√			
	√	√	√				
	√	√	√				
	√						
	√						
		√	√				
Rodillo de masaje	√			√	√		

Instrucciones

Aumento de senos(20 minutos):



Paso 1: Selecciona las copas adecuadas según el tamaño de tu pecho.


Paso 2: Asegure las copas firmemente sobre sus senos, asegurándose de que no queden espacios para evitar fugas de aire.

Paso 3: establezca la intensidad de succión adecuada.

Paso 4: Iniciar el tratamiento.

Aumento de glúteos:

Siga las ilustraciones.




Paso 2: (15 minutos)

Paso 2

Paso 3



Paso 4: (20 minutos)



Paso 1: Masajea los glúteos utilizando las copas No.4 y No.5, moviéndolos de abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro. Este paso relaja los músculos y prepara los glúteos para la siguiente terapia de vacío.

Paso 2: Selecciona las copas adecuadas según el tamaño de tu trasero.

Paso 3: establezca la intensidad de succión adecuada.

Paso 4: Iniciar el tratamiento.

Cara:

Siga las ilustraciones.



Paso 1: (3 minutos)



Paso 2: (10 minutos)



Paso 3: (10 minutos)



Paso 1: Limpia tu rostro usando las copas No.10 y No.11. Aplique firmemente la copa en su frente durante 1 segundo, luego deslícela hacia arriba hasta la línea del cabello. (Ubique el mini orificio en la copa y cúbralo con el pulgar para crear succión. Retire el pulgar para hacer una pausa). Repita la operación anterior en la nariz, las mejillas y la barbilla. (3 minutos)

Paso 2: Aplique las copas No.8 o No.9 en su rostro para reafirmar. (10 minutos)


Paso 3: Termine con el pequeño rodillo de masaje para mejorar la circulación sanguínea y la desintoxicación. (10 minutos)

Brazo:


Siga las ilustraciones.



Paso 1: (15 minutos)



Paso 2: (15 minutos)



Paso 1: Aplique los vasos No.5 o No.6 para eliminar la humedad y desintoxicar. (15 minutos)


Paso 2: Use el rodillo de masaje grande para despejar los meridianos y mejorar la circulación sanguínea. (15 minutos)

Vientre:


Siga las ilustraciones.



Paso 1: (15 minutos)



Paso 2: (15 minutos)





Paso 1: Aplique los vasos No.5 o No.6 para eliminar la humedad corporal y desintoxicar. (15 minutos)

Paso 2: Use el rodillo de masaje grande para despejar los meridianos y mejorar la circulación sanguínea. (15 minutos)

Atrás:

Siga las ilustraciones.






Paso 1: Aplique las copas No.5 o No.6 para eliminar la humedad y desintoxicar. (15 minutos)

Paso 2: Utilice el rodillo de masaje grande para limpiar los canales y mejorar la circulación sanguínea. (15 minutos)

Pierna:

Siga las ilustraciones.



Paso 1: Aplique las copas No.5 o No.6 para eliminar la humedad y desintoxicar. (15 minutos)

Paso 2: Utilice el rodillo de masaje grande para limpiar los canales y mejorar la circulación sanguínea. (15 minutos)

Solución de problemas

Preguntar	Causa	Respuesta
No se puede encender el instrumento.	El cable de alimentación está desconectado del tomacorriente.	Verifique si el cable de alimentación está conectado firmemente al tomacorriente y asegúrese de que el tomacorriente funcione.
	El fusible está suelto o quemado.	Reemplace el fusible en la parte posterior del instrumento y reinícielo.
Succión débil o nula de la ventosa/rodillo de masaje.	La manguera no está bien sujeta.	Asegúrese de que la manguera esté firmemente asegurada a la unidad principal.
	La tapa del conector de la manguera está suelta o el anillo de goma del interior está roto o falta.	Asegure firmemente la tapa o reemplace el anillo de goma.
	Compruebe si ha configurado el controlador de succión.	Establezca la intensidad de la succión.

Si tiene alguna pregunta o duda, no dude en ponerse en contacto con nosotros, haremos todo lo posible para garantizar su satisfacción.

Garantía y soporte

UNOISETION respalda sus productos con una garantía de satisfacción del 100%. Los productos defectuosos que no hayan sido utilizados indebidamente, abusados, alterados o reparados serán reemplazados de forma oportuna. Para validar su garantía, contáctenos en service.unoisetion@outlook.com DURANTE LOS 12 MESES siguientes a la fecha de compra.

Se ofrece servicio de garantía de 12 meses a partir de la fecha de compra, pero los daños causados por el paso del tiempo y el uso normal no están cubiertos por la garantía.

El período de garantía del producto se calcula a partir de la fecha de compra por parte del cliente.

Si se excede el período de garantía, el consumidor deberá asumir el costo del reemplazo de piezas y la mantenimiento.

La garantía de este producto no incluye ningún fallo causado por:

- A) Desastres naturales, otros factores impredecibles o cualquier daño causado por fuerza mayor.
- B) Uso indebido que cause daños al producto, almacenamiento inadecuado que cause daños, pérdida o daños en la apariencia.
- C) Accesorios como puntas de microdermoabrasión con diamante y otros consumibles se consideran desgaste normal y generalmente no están cubiertos por la garantía.
- D) Daños causados por el desmontaje, modificación o reparación del producto por personal no autorizado de la compañía.

Para servicio postventa o cualquier pregunta, contáctenos por correo electrónico: service.unoisetion@outlook.com