


User Manual

SD-76S1S



Content

1.Safety Precautions	1
2.Contraindications	2
3.Overview	2
4.Control Panel Introduction	3
5.Technical Specification	10
6.Use Precautions	11
7.Maintenance & Cleaning	12
8.FAQ	13
9.Troubleshooting	15
10.Operation Guide	17
11.Warranty & Support	20

Contenido

1.Precauciones de seguridad	21
2.Contraindicaciones	22
3.Descripción general	22
4.Introducción al panel de control	23
5.Especificación técnica	30
6.Precauciones de uso	31
7.Mantenimiento y limpieza	32
8.Preguntas frecuentes	33
9.Solución de problemas	35
10.Guía de operación	37
11.Garantía y soporte	40

1.Safety Precautions

- 1.Please read this manual carefully before use and familiarize yourself with the operation of this device and related technology.
- 2.As a high-precision electronic device, this device should be stored properly. Avoid humid conditions, direct sunlight, and proximity to flammable or explosive materials to prevent damage.
- 3.Always use the designated accessory provided or recommended by the manufacturer to ensure performance throughout its service life.
- 4.Do not place the device in high-temperature conditions, as this may negatively impact its service life and performance.
- 5.Do not apply the device on the eyes, thyroid, parathyroid, testicles, pregnant women's abdomen, pacemakers, etc.
- 6.Patients should consult their doctor before using this device.
- 7.Ensure that the device is applied on moist skin and avoid the operation on dry skin.
- 8.Power off the device when not in use to ensure its safety.
- 9.If you are currently taking anti-adiposity drugs, please discontinue their use for 1 - 2 months before using this device. Failure to do so may result in an extended course of treatment.
- 10.To maintain hygiene and extend the device's service life, sterilize it with saline.

2.Contraindications

Before using this device, it is essential to consult your doctor or seek advice from professionals. Details below:


- 1.Pregnancy or lactation.
- 2.Hypertension, heart disease, or with a pacemaker installed.
- 3.Unhealed wounds or ongoing recovery from recent surgery.
- 4.Sensitivity to micro-current.
- 5.Epilepsy, severe diabetes, and hyperthyroidism.
- 6.Malignant tumors, hemophilia, and hemorrhage.
- 7.Skin disease or infectious disease.
- 8.Cesarean section within the last six months, a miscarriage within the last three months, or a natural birth within the last two months.
- 9.Recent plastic surgery (within three months), or presence of implants or metal objects in the treatment area.

3.Overview

Harnessing the most favored and safest technology, this 8-in-1 Versatile beauty device offers holistic enhancements, encompassing skin tightening and body sculpting, guaranteeing a radiant metamorphosis for your body. It provides an ideal solution for those seeking skin and body improvements without injections, drugs, or side effects. This non-invasive device delivers visible results with each use.

4. Control Panel Introduction

Knob for suction control



Welcome interface





WELCOME





Language selection interface


English

Español

Select “English,” then proceed to the handle selection interface.








LED color selection :

- Red Light: Warms deep skin layers, activates collagen, enhances elasticity.
- Blue Light: Reduces inflammation, treats acne, kills bacteria.
- Green Light: Calms, relieves pain, and repairs skin.
- Purple Light: Combines red and blue, treats acne, fades marks.
- Yellow Light: Repairs red marks, erythema, relieves redness, swelling, pigmentation; brightens skin.
- White Light: Decomposes spots, improves fine lines, tightens skin.
- Cyanine Light: Boosts metabolism, increases cell activity, smooths skin, reduces wrinkles.

5. Technical Specification

	Power Supply Input: AC110V-240V 50Hz-60Hz	
	Power: 95W	Net Weight: 7.4KG
	Input Power: 95W	Gross Weight: 8.7KG
	Dimensions: 18.5*17.5*12.5inches	
	Frequency: 40KHz	 Frequency: 1MHz
	Power: 20W	Power: 75W
	Frequency: 1MHz	 Frequency: 1MHz
	Power: 65W	Power: 40W
	Cold Power: 20 W	Hot Power: 22 W
	COLD: 32-39.2°F HOT: 113°F	HOT: 113°F
	RF Frequency: 1MHz	Air flow: 7LPM
	Power: 95W	Noise Level: <60dB(30cm away)
	Vacuum: -65KPa	

	Frequency: 1KHz		Wavelength: 5mw
	Power: 12W		Power: 12W

6. Use Precautions

1. Strictly follow the instructions in the manual to use the device and train the operator.
2. Before using the device, use a plug with a grounding pin and ensure the power socket is grounded.
3. Make sure the voltage of the device is adapted. If the local power supply voltage is unstable, we recommend adding a power-matched regulated power supply between the mains and the device.
4. Remove all metal objects inside the body to avoid causing accidents or affecting treatment effects.
5. Stop the intake of anti-adiposity drugs 1 - 2 months before the treatment, or extend the treatment course if you want to take the treatment immediately.
6. Refrain from using the device on an empty stomach, and initiate the treatment one hour after a meal.
7. Ensure full skin contact with the treatment head throughout the session to avoid uneven heat distribution.
8. Refrain from using the 40K handle on areas such as the head, chest, breast, heart, or back.
9. Always start with the lowest suction intensity, and increase it gradually.
10. Ensure the filter cotton is installed inside the vacuum handle, as the foreign body may block the handle.
11. Fix the laser pads on the treated individual first, then switch on the device, and gradually adjust the energy intensity from low to high to ensure a warm and comfortable experience for the user.

12. Maintain complete contact between the laser pad surface and skin, avoiding partial contact.
13. The combination of the laser pad with massage or other beauty devices contributes to better results. Alternatively, you can use the laser pads alone. Simply fix them in the treatment area and wait for 20 minutes.

7. Maintenance & Cleaning

1. Disconnect the power cord when not in use and store the device in a dry, cool, and well-ventilated place.
2. Clean and sanitize the handle with a damp cloth or saline, and then dry it thoroughly with a dry towel to ensure it remains dry.
3. Before cleaning the Vacuum & RF handle, ensure to remove the filter cotton to prevent the growth of bacteria.
4. After cleaning the device, cover it with a dustcloth or plastic wrap. Before use, ensure to sanitize the handle again for hygienic reasons.
5. Disassembling the device and attempting to clean the inside is strictly prohibited. This task should only be performed by professionals.

8. FAQ

1. How long does it take to see the results of RF treatment?

A: You might experience skin tightness right after the treatment, as the heat stimulation tightens the collagen tissue, and the RF stimulates the subcutaneous tissue bringing the continuous regeneration of collagen, leading to more noticeable results within one week.

2. Is RF safe for the skin?

A: RF firming and anti-wrinkle treatment is a non-surgical method that stimulates collagen regeneration and metabolism in the deeper layers of the skin without causing any harm. It's normal to experience temporary heat and redness in the treated area, which indicates increased circulation and should subside within a few hours. There's no need to be concerned about this reaction.

3. What is the duration of a body sculpting treatment?

A: Approximately 60 minutes, our skilled techniques and advanced device guarantee impressive results.

4. Liposuction or this device?

A: Liposuction surgery utilizes negative pressure to remove adipose tissue accumulations from specific areas, resulting in a body-shaping effect. It provides you with immediate results, but it also carries risks, requires anesthesia, and involves downtime. While our device offers a risk-free solution with no side effects. It sculpts your body, stimulates collagen regeneration for lifted skin, and creates the ideal figure for an overall improved appearance.

5. Is it safe to use ultrasound on the entire body?

A: NO. Ultrasound disrupts adipose tissue, which is then absorbed and metabolized by the human body. The power of ultrasound is quite strong, and the heart is particularly sensitive to sound waves due to being a hollow organ. Sound waves can cause vibrations in the heart, and there can be variations in how sound waves are conducted through muscle tissue and blood within the heart, resulting in back-and-forth reflections. As a consequence, the valve may become dislodged from the heart muscle. Certainly, ultrasound treatment should be strictly avoided around the eye area to prevent the risk of retinal detachment, as well as areas such as the waist, back, chest, and the region around the heart.

6. Are there any side effects of ultrasound on the human body?

A: Ultrasound treatment is a non-surgical, non-invasive procedure that requires no incisions or anesthesia. It combines various technologies, including ultrasound (mechanical wave), cavitation, and ultrasound focusing. This process results in adipose tissue breakdown, dissolution, skin tightening, and body shaping. Importantly, it selectively targets low-density adipose tissue while safeguarding high-density tissues like blood vessels and nerves, ensuring no adverse effects on the body. You may notice a slight noise in your ears during the treatment, which is a normal occurrence and requires no cause for concern.

7. Why do I get tinnitus during the treatment?

A: When the ultrasound with concentrated energy vibrates strongly and has a frequency higher than 20KHz, it can penetrate the skin to reach the adipose layer that is 20mm deep. The energy causes high-speed friction and heat within the adipose tissue, which breaks them down and emulsifies them. However, this process can create noise that may be audible in your ears.


9.Troubleshooting

Ask		Cause		Answer
1.Fail to turn on the the device.	→	The power cord is disconnected from the outlet.	→	Check if the power cord is securely connected to the outlet and ensure that the outlet is functional.
	→	The fuse is loose or burned.	→	Replace the fuse on the back of the device and restart it.
2.The device is not working and can't be restarted.	→	The fuse may have burned out due to unstable voltage or prolonged use.	→	Please replace the fuse and restart the device 5 minutes later.
3.The screen shows an error message.	→	Data error.	→	1. Turn off the device, disconnect the power cord, and wait for 1 minute to restart the device. 2. If the above method doesn't resolve the problem, please contact your dealer.


Ask		Cause		Answer
4.The RF is not functioning.	→	The handle is not properly connected.	→	Please confirm if the handle plug is well connected to the main unit.
	→	Oil in the treatment area could result in insufficient contact between the handle and the body.	→	Apply some gels to the treatment area after cleaning.
	→	The handle is not in proper contact with the skin.	→	Ensure complete contact between the treatment head and the skin.
5.The 40K handle is not functioning.	→	You might mistakenly assume that the handle is not functioning properly because of its low-noise design.	→	To check if the handle is functioning, please refer to the 40K handle test.
	→	You may have forgotten to apply the gel or have used a product that is not designed for use with the device.	→	Please use the specific gel designed for the 40K treatment.
	→	Insufficient pressure.	→	Apply more pressure during the operation.

10.Operation Guide


Face:




Eye:



Arm:



Belly:




Back:



Step 1: (15 minutes)



Step 2: (15 minutes)



Leg:




Step 1: (15 minutes)



Step 2: (15 minutes)



Step 3: (15 minutes)



Step 4: (20 minutes)

11. Warranty & Support

We offer a one-year warranty on the main unit and a three-month warranty on components.

Product Name: Multifunctional Integrated Device

Product Model: SD-76S1S

Production Date: _____

Quality

Inspection: _____

PASS

1. Precauciones de seguridad

1. Lea este manual detenidamente antes de usarlo y familiarícese con el funcionamiento de este dispositivo y la tecnología relacionada.
2. Como dispositivo electrónico de alta precisión, debe almacenarse correctamente. Evite la humedad, la luz solar directa y la proximidad a materiales inflamables o explosivos para evitar daños.
3. Utilice siempre el accesorio designado proporcionado o recomendado por el fabricante para garantizar el rendimiento durante toda su vida útil.
4. No coloque el dispositivo en condiciones de alta temperatura, ya que esto puede afectar negativamente su vida útil y su rendimiento.
5. No aplicar el dispositivo sobre los ojos, tiroides, paratiroides, testículos, abdomen de embarazadas, marcapasos, etc.
6. Los pacientes deben consultar a su médico antes de utilizar este dispositivo.
7. Asegúrese de que el dispositivo se aplique sobre la piel húmeda y evite la operación sobre piel seca.
8. Apague el dispositivo cuando no esté en uso para garantizar su seguridad.
9. Si actualmente toma medicamentos para la adiposidad, suspenda su uso durante 1 o 2 meses antes de usar este dispositivo. De lo contrario, podría requerir un tratamiento prolongado.
10. Para mantener la higiene y prolongar la vida útil del dispositivo, esterilícelo con solución salina.

2. Contraindicaciones

Antes de usar este dispositivo, es fundamental consultar con su médico o buscar asesoramiento profesional. Detalles a continuación:


1. Embarazo o lactancia.
2. Hipertensión, enfermedad cardíaca o con marcapasos instalado.
3. Heridas sin cicatrizar o recuperación en curso de una cirugía reciente.
4. Sensibilidad a la microcorriente.
5. Epilepsia, diabetes grave e hipertiroidismo.
6. Tumores malignos, hemofilia y hemorragia.
7. Enfermedad de la piel o enfermedad infecciosa.
8. Cesárea en los últimos seis meses, aborto espontáneo en los últimos tres meses o parto natural en los últimos dos meses.
9. Cirugía plástica reciente (dentro de los tres meses), o presencia de implantes u objetos metálicos en el área a tratar.

3. Descripción general

Con la tecnología más avanzada y segura, este versátil dispositivo de belleza 8 en 1 ofrece mejoras holísticas que abarcan el reafirmado de la piel y la remodelación corporal, garantizando una transformación radiante. Es la solución ideal para quienes buscan mejoras en la piel y el cuerpo sin inyecciones, medicamentos ni efectos secundarios. Este dispositivo no invasivo ofrece resultados visibles con cada uso.

4.Introducción al panel de control

Perilla de control de succión



Interfaz de bienvenida





BIENVENIDO





Interfaz de selección de idioma


English

Español


Seleccione “Español” y luego pase a la interfaz de selección de identificador.







5. Especificación técnica

	Entrada de fuente de alimentación: CA110V-240V 50Hz-60Hz	
	Potencia: 95W	Peso neto: 7.4KG
	Potencia de entrada: 95W	Peso bruto: 8.7KG
	Dimensiones: 18.5 x 17.5 x 12.5 pulgadas	

	Frecuencia: 40KHz		Frecuencia: 1MHz
	Potencia: 20W		Potencia: 75W

	Frecuencia: 1MHz		Frecuencia: 1MHz
	Potencia: 65W		Potencia: 40W

	Potencia de enfriamiento: 20 W	Potencia de calentamiento: 22 W
	Frío: 32-39.2°F	Caliente: 113°F

	Frecuencia de RF: 1MHz	Flujo de aire: 7LPM
	Potencia: 95W	Nivel de ruido: < 60d B (a 30 cm de distancia)
	Vacío: -65KPa	

	Frecuencia: 1KHz		Longitud de onda: 5mw
	Potencia: 12W		Potencia: 12W

6. Precauciones de uso

1. Siga estrictamente las instrucciones del manual para utilizar el dispositivo y capacitar al operador.
2. Antes de utilizar el dispositivo, utilice un enchufe con conexión a tierra y asegúrese de que la toma de corriente esté conectada a tierra.
3. Asegúrese de que el voltaje del dispositivo sea adecuado. Si el voltaje de la fuente de alimentación local es inestable, recomendamos conectar una fuente de alimentación regulada y de potencia equivalente entre la red eléctrica y el dispositivo.
4. Retire todos los objetos metálicos del interior del cuerpo para evitar provocar accidentes o afectar los efectos del tratamiento.
5. Suspnda la toma de medicamentos antiadiposidad 1 a 2 meses antes del tratamiento o prolongue el tratamiento si desea tomar el tratamiento inmediatamente.
6. Abstenerse de utilizar el dispositivo con el estómago vacío e iniciar el tratamiento una hora después de la comida.
7. Asegúrese de que el cabezal de tratamiento esté en contacto total con la piel durante toda la sesión para evitar una distribución desigual del calor.
8. Abstenerse de utilizar el mango 40K en zonas como la cabeza, el pecho, el seno, el corazón o la espalda.
9. Comience siempre con la intensidad de succión más baja y aumentela gradualmente.

10. Asegúrese de que el filtro de algodón esté instalado dentro del mango de la aspiradora, ya que cualquier cuerpo extraño podría bloquear el mango.

11. Primero fije las almohadillas láser en la persona a tratar, luego encienda el dispositivo y ajuste gradualmente la intensidad de energía de baja a alta para garantizar una experiencia cálida y cómoda para el usuario.

12. Mantenga el contacto completo entre la superficie de la almohadilla láser y la piel, evitando el contacto parcial.

13. La combinación de la almohadilla láser con masajes u otros dispositivos de belleza contribuye a obtener mejores resultados. Como alternativa, puede usar las almohadillas láser solas. Simplemente colóquelas en la zona a tratar y espere 20 minutos.

7. Mantenimiento y limpieza

1. Desconecte el cable de alimentación cuando no esté en uso y guarde el dispositivo en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
2. Limpie y desinfecte el mango con un paño húmedo o solución salina y luego séquelo completamente con una toalla seca para asegurarse de que permanezca seco.
3. Antes de limpiar el mango de vacío y RF, asegúrese de quitar el filtro de algodón para evitar el crecimiento de bacterias.
4. Después de limpiar el dispositivo, cúbralo con un paño o film transparente. Antes de usarlo, asegúrese de desinfectar el mango por razones de higiene.
5. Está estrictamente prohibido desmontar el dispositivo e intentar limpiar su interior. Esta tarea solo debe ser realizada por profesionales.

8. Preguntas frecuentes

1. ¿Cuánto tiempo se tarda en ver los resultados del tratamiento de RF?

R: Es posible que experimente tirantez en la piel inmediatamente después del tratamiento, ya que la estimulación térmica tensa el tejido de colágeno y la RF estimula el tejido subcutáneo, lo que genera una regeneración continua del colágeno, lo que genera resultados más notables en una semana.

2. ¿Es la radiofrecuencia segura para la piel?

R: El tratamiento reafirmante y antiarrugas con radiofrecuencia es un método no quirúrgico que estimula la regeneración y el metabolismo del colágeno en las capas más profundas de la piel sin causar daño alguno. Es normal experimentar calor y enrojecimiento temporales en la zona tratada, lo cual indica un aumento de la circulación y debería desaparecer en pocas horas. No hay necesidad de preocuparse por esta reacción.

3. ¿Cuál es la duración de un tratamiento de remodelación corporal?

R: Aproximadamente 60 minutos, nuestras técnicas especializadas y nuestro dispositivo avanzado garantizan resultados impresionantes.

4. ¿Liposucción o este aparato?

R: La liposucción utiliza presión negativa para eliminar la acumulación de tejido adiposo en zonas específicas, lo que resulta en un efecto moldeador. Ofrece resultados inmediatos, pero también conlleva riesgos, requiere anestesia y tiempo de recuperación. Nuestro dispositivo ofrece una solución sin riesgos ni efectos secundarios. Esculpe el cuerpo, estimula la regeneración de colágeno para una piel más firme y crea la figura ideal para una mejor apariencia general.

5. ¿Es seguro utilizar ultrasonido en todo el cuerpo?

R: NO. El ultrasonido altera el tejido adiposo, que posteriormente es absorbido y metabolizado por el cuerpo humano. La potencia del ultrasonido es bastante alta, y el corazón es particularmente sensible a las ondas sonoras debido a su cavidad. Las ondas sonoras pueden causar vibraciones en el corazón, y puede haber variaciones en la forma en que se transmiten a través del tejido muscular y la sangre dentro del corazón, lo que resulta en reflexiones de ida y vuelta. Como consecuencia, la válvula puede desprenderse del músculo cardíaco. Ciertamente, el tratamiento con ultrasonido debe evitarse estrictamente en la zona de los ojos para prevenir el riesgo de desprendimiento de retina, así como en zonas como la cintura, la espalda, el pecho y la región que rodea el corazón.

6. ¿Existen efectos secundarios del ultrasonido en el cuerpo humano?

R: El tratamiento con ultrasonido es un procedimiento no quirúrgico y no invasivo que no requiere incisiones ni anestesia. Combina diversas tecnologías, como el ultrasonido (ondas mecánicas), la cavitación y el enfoque ultrasónico. Este proceso produce la descomposición y disolución del tejido adiposo, la reafirmación de la piel y la remodelación corporal. Es importante destacar que se dirige selectivamente al tejido adiposo de baja densidad, a la vez que protege los tejidos de alta densidad, como los vasos sanguíneos y los nervios, garantizando así la ausencia de efectos adversos en el cuerpo. Es posible que note un ligero ruido en los oídos durante el tratamiento, lo cual es normal y no debe preocuparse.

7. ¿Por qué tengo tinnitus durante el tratamiento?

R: Cuando el ultrasonido con energía concentrada vibra con fuerza y tiene una frecuencia superior a 20 kHz, puede penetrar la piel hasta alcanzar la capa adiposa de 20 mm de profundidad. La energía genera fricción y calor a alta velocidad en el tejido adiposo, lo que lo descompone y emulsiona. Sin embargo, este proceso puede generar ruidos audibles.

9. Solución de problemas

Preguntar	Razones	Responder
1. No se puede encender el dispositivo.	→ El cable de alimentación está desconectado de la toma de corriente.	→ Compruebe si el cable de alimentación está conectado de forma segura a la toma de corriente y asegúrese de que la toma de corriente funciona.
	→ El fusible está suelto o quemado.	→ Reemplace el fusible en la parte posterior del dispositivo y reinicielo.
2. El dispositivo no funciona y no se puede reiniciar.	→ Es posible que el fusible se haya quemado debido a un voltaje inestable o un uso prolongado.	→ Reemplace el fusible y reinicie el dispositivo 5 minutos después.

Preguntar	Razones	Responder
3. La pantalla muestra un mensaje de error.	→ Error de datos.	→ 1. Apague el dispositivo, desconecte el cable de alimentación y espere 1 minuto para reiniciarlo. 2. Si el método anterior no resuelve el problema, póngase en contacto con su distribuidor.
4. La RF no está funcionando.	→ El mango no está conectado correctamente.	→ Confirme si el enchufe del mango está bien conectado a la unidad principal.
	→ El aceite en el área tratada puede causar un contacto insuficiente entre el mango y el cuerpo.	→ Aplique algunos geles en el área a tratar después de limpiarla.
	→ Contacto inadecuado del mango con la piel.	→ Asegúrese de que haya contacto completo entre el cabezal de tratamiento y la piel.
5. El mango 40K no funciona.	→ Usted puede creer erróneamente que el mango no funciona correctamente debido a su diseño de bajo ruido.	→ Para comprobar si el mango funciona, consulte la prueba del mango de 40K.
	→ Es posible que haya olvidado aplicar el gel o haya utilizado un producto que no está diseñado para usarse con el dispositivo.	→ Utilice el gel específico diseñado para el tratamiento 40K.
	→ Presión insuficiente.	→ Aplicar más presión durante la operación.

10. Guía de operación


Cara:




Ojo:



Brazo:



Vientre:




Atrás:



Paso 1: (15 minutos)



Paso 2: (15 minutos)



Pierna:




Paso 1: (15 minutos)



Paso 2: (15 minutos)



Paso 3: (15 minutos)



Paso 4: (20 minutos)

11. Garantía y soporte

Ofrecemos una garantía de un año en la unidad principal y una garantía de tres meses en los componentes.

Nombre del producto: Dispositivo integrado multifuncional

Modelo del producto: SD-76S1S

Fecha de producción: _____

Inspección de calidad: _____

PASS