


User Manual

Home Beauty Instrument

MS-11R9



Thank you for purchasing our product.

- Please read this User's Manual carefully for information on how to use the device properly and safely.
- After reading the contents hereof, be sure to keep this User's Manual in an accessible location.
- Make sure to include this User's Manual if you are transferring ownership of the device to another person.

Table of contents

Introduction	1
Efficacy	1
Precautions	1
Contraindications	2
Product parameters	3
Packing list	4
User guide	5
After treatment	7
Steps	8
Treatment frequency recommended	11
Troubleshooting	12
FAQ	12
After-sales guarantee and support	14

Catalogación

Introducción	15
Eficacia del producto	15
Precauciones antes del uso	15
Personas prohibidas	16
Parámetros del producto	17
Detalles de producto	18
Guía del usuario	19
Precauciones después del tratamiento	21
Manual de operaciones	22
Recomendación	25
Averías comunes y soluciones	26
Q&A	27
Servicio y garantía posventa	29

Introduction

Thank you for choosing Home Beauty Instrument MS-11R9, please read this manual carefully before you use the instrument!

The instrument adopts the principle of high frequency sound waves, using strong acoustic wave energy to hit human body fat cells, causing friction movement among fat cells to achieve the effect of body shaping. The instrument can quickly consume body calories and cellular water, and shrink fat cells, thus achieving the effect of fat removal. The instrument is currently widely used in body shaping field and is well received by consumers.

Efficacy

1. Improve the waist and abdomen flab, love handles, and belly fat.
2. Improve the bingo wings, thick arms, arm fat accumulation.
3. Tighten excess leg flab, say goodbye to thick legs.
4. Accelerate metabolism, improve constipation and bowel movement.
5. Improve the obesity caused by overeating.

Precautions ⚠

1. Please read this manual carefully before use so you are familiar with the use of this instrument and related technology.
2. The beauty instrument is a high-precision electronic instrument, so it needs to be stored properly. Do not store it in a place that is damp, exposed to direct sunlight, or around with inflammable and explosive materials to prevent damage.

- 3. Always use the designated accessories provided or recommended by the original manufacturer to ensure the performance of the instrument within normal service life.
- 4. Do not place the instrument near strong heat, as this may affect its service life and performance.
- 5. Do not use instrument on the eyes, head, chest, back, thyroid, parathyroid, testicles, abdomen of pregnant women and pacemaker.
- 6. The instrument is not intended for use by patients, unless they have the permission of a doctor.
- 7. During the operation, the operating part should stay moist, avoid operation on dry skin.
- 8. Please turn off the power of the instrument when not in use, and make sure to turn off the general power of the instrument before leaving after daily use to ensure the safety of instrument.
- 9. If you are taking other weight-loss drugs, it is recommended to stop the drug for 1-2 months before using the instrument, otherwise the course of treatment needs to be extended.
- 10. Clean the instrument with wet wipe after operation to ensure the cleanliness and hygiene, and prolong its service life.

Contraindications


Please do not use the instrument or consult your doctor before use if you:

- 1. Are menstruating, pregnant and lactating women.
- 2. Are suffering from severe disease, such as diabetes, heart disease, history of scarring, hyperthyroidism, etc.
- 3. Have recently had surgery or are recovering from a surgery.
- 4. Have malignant tumors, hemophilia or severe bleeding.
- 5. Have skin diseases and infectious diseases.
- 6. Are wearing pacemakers (heart rate units and other internal electronic devices), vascular stents or metal implants.


- 7. Have had surgery or cesarean section within 6 months, miscarriage within 3 months, or natural birth within 2 months.
- 8. Are drunk within 12 hours, full within half an hour, fasting, thirsty, and overworked.
- 9. Are a minor or with reduced sensory or mental capabilities.

Product parameters

Product name	Home Beauty Instrument
Product model	MS-11R9
Frequency	40kHz
Power	30W
Product size	18.5x19.5x8cm (7.3x7.7x3.2inch)
Product weight	0.9kg (1.98lb) (excluding 40k head)




Packing list




Note: Please check the instrument and its accessories or attachments before use, and remove all packaging materials after confirming that they are complete.

User guide

1. Head installation



2. Interface setting



Energy level button

(if you need to reduce the energy, press the energy button one more time after setting to the highest level, it will automatically skip to the lowest level.)



Continuous working mode

Suitable for people with more fat accumulation and thicker fat.



Intermittent working mode

Suitable for people who want to improve body shape and local obesity.

3. 40K head test



1. Pour some water into the triangular base.



2. Turn on the instrument and set the energy to between 6 and 9, set to continuous working mode [continuous wave icon], then press the start button.



3. Immerse the 40K head in water for about 1mm, but do not fully immerse the head (metal part) in water. When you hear the sound of "zzz", the head is working properly. If the head does not work properly, please contact the seller by email to get a new head replacement.

After treatment ⚠

1. Keep warm and do not eat cold food after the operation with 24 hours after treatment.
2. Do not take a shower within 4 hours after treatment, avoid catching a chill by the wind.
3. Avoid spicy and greasy food.
4. Drink more warm water to accelerate metabolism.
5. Avoid staying up late, smoking and alcohol.
6. Avoid sauna or hot springs in the short term.

Steps


Please prepare the gel and towel before operation.

1. Abdomen(Parameter setting suggestions)


Duration: 30 minutes

Energy level: between 3-7


Mode: continuous working mode




1. Wipe the treatment area with a wet towel.




2. Apply the gel evenly to the treatment area.




3. Move the head in small circles evenly on your abdomen for 5 minutes.




4. Move the head in large circles evenly around your navel for 5 minutes.




5. Move from the flank (side of the waist) towards the middle of your abdomen (3 minutes each right/left side).



6. Move upwards and downwards on the both sides of the waist and abdomen (3 minutes each right/left side).



7. Move the head in circles on your abdomen for 8 minutes for reinforcement.




8. Wipe the treatment area.

2. Thighs(Parameter setting suggestions)

Duration: 30 minutes

Energy level: between 3-7


Mode: continuous working mode




1. Wipe the treatment area with a wet towel.




2. Apply the gel evenly to the treatment area.




3. Move upwards on the front thigh from your knee towards your groin (5 minutes each right/left side).



4. Move upwards on the inner thigh from your knee towards the top of your thigh (5 minutes each right/left side).



5. Move from the sides of your thigh towards the middle (5 minutes each right/left side).



6. Wipe the treatment area.

3. Upper Arms(Parameter setting suggestions)


Duration: 20 minutes Energy level: between 3-7 Mode: continuous working mode




1. Wipe the treatment area with a wet towel.



2. Apply the gel evenly to the treatment area.



3. Move from elbow towards underarm or outside of upper arm (5 minutes each right/left side).



4. Move the head in small circles on upper arm (5 minutes each right/left side).



5. Wipe the treatment area.

Treatment frequency recommended

Operate 3-4 times a week, leave an interval of 1 day between treatments (stop the treatment during menstruation). During the treatment period, try to avoid high-calorie food and cooperate with moderate exercise to achieve better results! In the later stage, operate once in 3-5 days for consolidation!

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
30	1 ✓	2	3 ✓	4	5 ✓	6
7 ✓	8	9 ✓	10	11 ✓	12	13 ✓
14	15 ✓	16	17 ✓	18	19 ✓	20
21 ✓	22	23 ✓	24	25 ✓	26	27 ✓
28	29 ✓	30	1 ✓	2	3 ✓	4

Troubleshooting

Problem	Possible causes and solutions
1. The instrument cannot be turned on?	→ A. Please check if the power cord is connected to a valid socket.
	→ B. Please replace the fuse with the spare fuse in the fuse box.
2. The main unit can be turned on, but the 40K head does not work?	→ A. Please check whether the 40k head plug into main unit's socket tightly.
	→ B. The 40k head is damaged, then cause it does not work.
3. Why is the treatment head getting warm after a period of operation?	→ A. Check if gel or other media products are applied during operation.
	→ B. Please switch on the instrument after the treatment head touches the skin.
	→ C. The operation time should not exceed 30 minutes.

FAQ

1. Why is there tinnitus during 40K operation?
A: The high frequency sound wave power is very strong; the sound waves with a frequency higher than 20kHz act on the fat layer 20mm deep under human skin through the high frequency sound wave focusing. The high frequency sound wave with concentrated energy effectively causes the high-speed friction and heat among the fat cells in the focal area to break and emulsify them, this process emits sound, and that's where the tinnitus phenomenon comes from.

2. Will I regain weight after treatment?
A: It is not easy for you to regain weight after taking treatment. This treatment reduces fat cells, not water, and the formation of fat cells takes a long time to accumulate, so it is not easy to gain it back.

3. Do I need to control diet during the body shaping period?
A: You need to control diet a bit. After taking the treatment, fat-blasting will accelerate metabolism, avoid eating spicy, greasy, and fried foods, so as not to affect the metabolism. Meanwhile appropriate exercise can make the excess fat smoothly excreted from your body, and the body shaping effect will be more obvious.

4. Can I use 40K head all over the body?
A: Do not use 40K head on heart and area around eyes. The power of high frequency sound wave is very strong, and the heart is pretty sensitive to sound waves since the it is a hollow organ, after being vibrated by sound waves, due to the different conduction of sound waves by muscle tissue and blood in the heart, back and forth reflections will occur, this force can pull the valve away from the heart muscle, if it is aimed at the eye, it will cause retinal detachment (Head, low back, chest is prohibited.)

5. Does 40K head perform any side effects on the human body?
A: High frequency sound wave is a non-surgical, non-invasive procedure that does not require incision or anesthesia. The principle of high frequency sound wave: the focused strong sound waves enter the body and produce a strong impact on human fat cells to make them burst.
The effect: fat breaking – fat dissolution – skin tightening – body shaping.
Therefore, it only targets the low-density fat tissue and protects the high-density tissue such as blood vessels and nerves, and has no side effects on the human body. There will be slight tinnitus during the operation, which is normal and need not be worried.

6. Can I set the frequency of the 40K head to between 30kHz and 40kHz? Or is it constantly 40k?
A: The frequency of 40K head cannot be adjusted, it is a head with a fixed 40kHz frequency.

7. How often do I need to take the treatment? How long does each treatment take?
A: Take the treatment once every other day, and for 30 – 40 minutes on a single treatment area, and at least 3 times a week.

8. How long did it take to get these results?
A: Generally, you can feel the slight changes in the operating parts for about a month, and the effect will become more and more obvious if you stick to 2 - 3 months.

9. Can I use the 40K head under chin? Is that dangerous?

A: This instrument is forbidden to be used on the head and near the heart, the chin is also part of the head, please do not use it on the head!

10. What products can I use with the 40k head for treatment?

A: Gel, cream, lotion, etc. are all available, but relatively speaking, gel is more moisturizing, and it is not easy to get dry during operation. As a medium, gel is easier to receive energy and transmit it to the body, which is more suitable as a companion product for 40K head!

11. How to maintain my beauty instrument and clean my 40k head?

Turn off the power, unplug the power adapter, wipe the 40k head clean with a wet tissue. (Note: Do not use alkaline cleaners, alcohol, gasoline, nail polish remover and other solvents to clean)

After-sales guarantee and support


Free return is provided within 90 days starting from the date of purchase.

Product Name: Beauty Instrument

Product Model: MS-11R9

Production Date:

Quality Inspection:



Introducción

Gracias por usar nuestro nuevo dispositivo doméstico para la eliminación de grasa.

¡Lea atentamente este manual antes de usar el dispositivo!

Este producto utiliza el principio de la voladura de grasa ultrasónica, a través de las fuertes ondas de sonido concentradas, produce un fuerte impacto en las células grasas humanas y la fricción entre las células grasas, que pueden consumir calorías rápidamente, consumir agua en las células y reducir las células grasas, así como Para lograr el efecto de eliminar la grasa.

Eficacia del producto

1. Mejora la grasa de la cintura y el abdomen, anillo de natación, barriga pequeña.
2. Mejora los brazos gruesos, la acumulación de grasa en los brazos.
3. Aprieta el exceso de grasa en las piernas y deshazte de las piernas grandes y gruesas.
4. Acelera el metabolismo, mejora el estreñimiento y el peristaltismo intestinal.
5. Mejora la obesidad causada por comer en exceso.

Precauciones antes del uso

1. Lea atentamente este manual antes de utilizarlo para comprender el uso de este producto y las tecnologías relacionadas.
2. El instrumento para disolver grasas es un producto electrónico de alta precisión y debe conservarse y almacenarse de forma adecuada. No lo coloque bajo la luz solar directa y húmeda ni en un lugar con materiales inflamables y explosivos para evitar daños.

- 3. Utilice accesorios originales de Manufactura para garantizar el efecto del producto.
 - 4. Está prohibido colocar este producto cerca de una fuente de calor fuerte puede causar daños en el producto y no funcionar correctamente.
 - 5. Este producto no se debe utilizar en las siguientes partes del cuerpo: Ojo, tiroides, paratiroides, testículos, vientre embarazado y generadores de pulsos auriculares y otras partes del cuerpo.
 - 6. Este producto no sustituye a los productos médicos profesionales.
- Los pacientes deben seguir las indicaciones del médico.
- 7. Al usar este producto, mantenga húmeda la piel del área donde se usa.
 - 8. Cuando el instrumento no esté en uso y después de cada uso, desconecte la fuente de alimentación del instrumento para garantizar la seguridad del uso de la electricidad.
 - 9. Si está tomando otros medicamentos para bajar de peso, se recomienda suspender el medicamento durante 1 a 2 meses antes de reducir el peso.Si desea perder peso de inmediato, debe prolongar el curso del tratamiento.
 - 10. Después de la operación, limpie el instrumento con un paño húmedo para garantizar la limpieza del instrumento y prolongar la vida útil.

Personas prohibidas


Los siguientes grupos de personas deben consultar a un médico antes de utilizar este producto:

- 1. Las mujeres embarazadas, lactante, periodo menstrual.
- 2. Pacientes con enfermedades importantes: pacientes con diabetes, pacientes con enfermedades del corazón, pacientes con antecedentes de cicatrización, pacientes con hipertiroidismo.
- 3. Pacientes que acaban de ser operados o se están recuperando de una cirugía.
- 4. Pacientes con tumor maligno, hemofilia o sangrado severo.


- 5. Utilizar con precaución en pacientes con enfermedades de la piel y enfermedades infecciosas.
- 6. Usar marcapasos (dispositivos de frecuencia cardíaca y otros dispositivos electrónicos del cuerpo), stents vasculares o implantes metálicos.
- 7. Madres dentro de los seis meses posteriores a la cirugía o la cesárea, dentro de los 3 meses posteriores al aborto espontáneo y dentro de los 2 meses posteriores al parto vaginal.
- 8. Borracho en 12 horas, lleno en media hora, ayunando, sediento, con exceso de trabajo.
- 9. Las personas menores de edad y con discapacidad mental tienen prohibido operar y usar.

Parámetros del producto

Nombre del producto	Maquina de belleza casera
Número de producto	MS-11R9
Frecuencia	40kHz
Potencia	30W
Tamaño del producto	18.5x19.5x8cm (7.3x7.7x3.2inch)
Peso del producto	0.9kg (1.98lb) (sin mango)




Detalles de producto




Nota: Verifique si el empaque del producto está completo y confirme si los accesorios del producto están completos.

Guía del usuario

1. Instalación del mango



2. Ajuste de la interfaz



Botón de ajuste de energía

(si necesitas reducir la energía, ajusta la energía al valor máximo y automáticamente salta al valor mínimo.)



Modo de funcionamiento continuo

Apto para personas con más acumulación de grasa y grasa espesa.



Modo de funcionamiento intermitente

Adecuado para mejorar el volumen y la obesidad local.

3. Prueba de mango plano de 40K



1. Vierta un poco de agua en la asiento del mango.

2. Elija la función 40k, nivel de energía 6-9, luego presione el botón  Modo de funcionamiento continuo.

3. Tome la cabeza plana de 40k para tocar el agua 1mm pero no la ponga dentro del agua. Si escuchas "Zizzy" de la cabeza, significa que estás trabajando.

Precauciones después del tratamiento ⚠

1. Dentro de las 24 horas posteriores al tratamiento, manténgase abrigado y no coma alimentos fríos.
2. No se bañe dentro de las 4 horas posteriores al tratamiento para evitar resfriarse.
3. Evita los alimentos picantes y grasos.
4. Bebe mucha agua tibia para ayudar al metabolismo.
5. Evita quedarte despierto hasta tarde, evita fumar y beber.
6. Evite el ejercicio extenuante como sauna y aguas termales a corto plazo.

Manual de operaciones


Listo para usar: Gel, Toalla.

1. Abdomen(Sugerencia de ajuste de parámetros)


Tiempo: 30 minutos

Consejos energéticos: 3-7


Sugerencia de modo: modo de funcionamiento continuo




1. Friegue el área de tratamiento después de humedecer la toalla con agua tibia.




2. Extienda el gel de manera uniforme sobre el área de tratamiento.




3. Hacer pequeños círculos uniformes en el abdomen durante 5 minutos.




4. Haz un círculo grande alrededor del ombligo de manera uniforme durante 5 minutos.




5. Tratamiento desde la cintura hasta la mitad del abdomen. (Izquierda durante 3 minutos /Derecha durante 3 minutos)



6. Deslízate hacia arriba y hacia abajo a ambos lados de la cintura y el abdomen. (Izquierda durante 3 minutos /Derecha durante 3 minutos)



7. Reforzamiento de la operación de todo el círculo abdominal, con una duración de 8 minutos.




8. Limpie el área de tratamiento limpia.

2. Piernas(Sugerencia de ajuste de parámetros)

Tiempo: 30 minutos

Consejos energéticos: 3-7


Sugerencia de modo: modo de funcionamiento continuo




1. Friegue el área de tratamiento después de humedecer la toalla con agua tibia.




2. Extienda el gel de manera uniforme sobre el área de tratamiento.




3. Cuando se usa en la pata delantera, muévase desde la articulación de la rodilla hacia la dirección de la ingle. (Izquierda durante 5 minutos / Derecha durante 5 minutos)



4. Cuando se usa en la parte interna del muslo, muévase de la articulación de la rodilla a la entrepierna. (Izquierda durante 5 minutos /Derecha durante 5 minutos)



5. Tratamiento desde ambos lados del muslo hasta la mitad de la pierna. (Izquierda durante 5 minutos / Derecha durante 5 minutos)



6. Limpie el área de tratamiento limpia.

3. Brazo(Sugerencia de ajuste de parámetros)

Tiempo: 20 minutos Consejos energéticos: 3-7 Sugerencia de modo: modo de funcionamiento continuo



1. Friegue el área de tratamiento después de humedecer la toalla con agua tibia.




4. Hacer pequeños círculos en todo el brazo grande.
(Izquierda durante 5 minutos /Derecha durante 5 minutos)



2. Extienda el gel de manera uniforme sobre el área de tratamiento.



5. Limpie el área de tratamiento limpia.



3. Tratamiento desde el brazo y el codo hasta la axila o la parte exterior del brazo grande.(Izquierda durante 5 minutos / Derecha durante 5 minutos).

Recomendación

Utilizar 3-4 veces a la semana, con un intervalo de 1 día.
Período de consolidación del efecto: usar una vez cada 3-5 días y prohibir su uso durante la menstruación.
Durante el curso del tratamiento, evite los alimentos ricos en calorías y combínelos con el ejercicio adecuado para obtener mejores resultados.

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
30	1 ✓	2	3 ✓	4	5 ✓	6
7 ✓	8	9 ✓	10	11 ✓	12	13 ✓
14	15 ✓	16	17 ✓	18	19 ✓	20
21 ✓	22	23 ✓	24	25 ✓	26	27 ✓
28	29 ✓	30	1 ✓	2	3 ✓	4

Averías comunes y soluciones

Problema	Posibles causas y soluciones
1. La máquina no arranca?	→ A. Please check whether the plug connecting the handle and the main unit is tightly connected.
	→ B. El voltaje inadecuado hace que el instrumento se queme y no se pueda iniciar.
2. ¿La máquina se puede encender, pero el mango no funciona?	→ A. Compruebe si el enchufe que conecta el mango del instrumento y el cuerpo está bien conectado.
	→ B. El mango está dañado y no funciona.
3. ¿La ¿Se calienta la sonda del instrumento después de un período de funcionamiento?	→ A. Verifique si hay gel u otros productos medios aplicados durante la operación.
	→ B. Por favor, póngase en contacto con la piel antes de encender el instrumento.
	→ C. El tiempo de funcionamiento del instrumento no debe exceder los 30 minutos.

Q&A

1. ¿Por qué hay acúfenos a 40K?

La vibración ultrasónica es muy fuerte y la frecuencia es superior a 20 KHZ. A través del enfoque ultrasónico, actúa sobre la capa de grasa de 20 mm de profundidad debajo de la piel del cuerpo humano. La energía concentrada de la onda ultrasónica provoca efectivamente fricción de alta velocidad y calor entre las células grasas en el área focal. Hace un sonido, por lo que habrá un ligero fenómeno de tinnitus.

2. ¿Se recuperará 40K después de que termine el tratamiento?

A: 40K de disolución de grasa para perder peso, no es fácil recuperarse después de la pérdida de peso.

Debido a que la disolución de grasa de 40K reduce la grasa, no el agua, la formación de grasa tarda mucho tiempo en acumularse y formarse, por lo que no es fácil recuperarse.

3. ¿Los programas de pérdida de peso requieren un control de la dieta?

A: Hay que controlar la dieta. Debido a que la voladura de grasa acelerará el metabolismo después de los proyectos de radiofrecuencia y ultrasónicos, evite comer alimentos picantes, grasos y fritos para no afectar su metabolismo.

Sobre esta base, puede hacer ejercicio correctamente para sudar, de modo que el exceso de grasa se pueda excretar sin problemas del cuerpo y el efecto de pérdida de peso sea más evidente.

4. ¿Los 40K también funcionan en todo el cuerpo?

A: Evite el corazón y alrededor de los ojos durante las operaciones con ultrasonido. El poder ultrasónico es muy fuerte, y el corazón es un órgano hueco, que es más sensible a las ondas de sonido. Después de ser vibrado por las ondas de sonido, debido a la diferente conducción de las ondas de sonido entre el tejido muscular y la sangre en el corazón, los reflejos de ida y vuelta ocurrirán. Esta fuerza puede jalar la válvula lejos del músculo cardíaco. Si se dirige una onda de sonido de 40k al ojo, puede provocar un desprendimiento de retina. (No haga la cabeza, la espalda baja, el pecho)

5. ¿Se puede ajustar la frecuencia ultrasónica?

Respuesta: La frecuencia de este mango no se puede ajustar, es un mango con una frecuencia constante de 40 khz.

6. ¿Cuántas curso de tratamiento se requiere? ¿Cuánto es el intervalo entre curso de tratamiento?

Respuesta: opere una vez cada dos días, una parte puede operarse durante 30-40 minutos y la operación no puede ser inferior a 3 veces por semana.

7. ¿Hay algún efecto secundario de la lipólisis ultrasónica en el cuerpo humano?

A: El ultrasonido no es quirúrgico, no es invasivo, no requiere cirugía y no requiere anestesia.

La tecnología de operación de la onda ultrasónica es: Después de ingresar al cuerpo humano a través de la fuerte onda de sonido enfocada, producirá un fuerte impacto de cavitación en las células de grasa humana para que estalle.

El efecto es: Romper grasa - Disolver grasa - Reafirmar la piel - Culturismo

Solo se enfoca en el tejido adiposo de baja densidad, protege el tejido de alta densidad, como los vasos sanguíneos y los nervios, y no tiene efectos secundarios en el cuerpo humano.

Es solo un ligero fenómeno de tinnitus durante el proceso de tratamiento, lo cual es un fenómeno normal, así que no te preocupes.

8. ¿Cuándo puede ser efectivo el efecto del tratamiento?

Respuesta: En general, puede sentir los cambios en las partes operativas durante aproximadamente un mes. Si lo mantiene durante 2 o 3 meses, puede ver efectos más obvios.

9. ¿Puedo usar el mango de 40K debajo del mentón? ¿Es peligroso?

Respuesta: Está prohibido usar este instrumento en la cabeza y cerca del corazón, el mentón también es parte de la cabeza, ¡no lo use en la cabeza!

10. ¿Qué productos puedo utilizar con el mango de 40k para el tratamiento?

Respuesta: Gel, crema, loción, etc. están disponibles, pero en términos relativos, el gel es más humectante y no es fácil secarse durante la operación. Como medio, el gel es más fácil de recibir energía y transmitirla al cuerpo, ¡que es más adecuado como producto complementario para la cabeza de 40K!

11. ¿Cómo cuido mi dispositivo de aseo y limpio mi mango de 40k?

Apague la alimentación, desenchufe el adaptador de corriente y limpie el mango de 40k con un paño húmedo.

(Nota: no use limpiadores alcalinos, alcohol, gasolina, quitaesmalte de uñas y otros solventes para limpiar)

Servicio y garantía posventa

Servicio de devolución gratuito de 90 días.

Nombre del
producto: Maquina de belleza casera

Número de
producto: MS-11R9

Fecha de
manufactura: _____

Control de
calidad: _____

